


AT-EV SERIE

DENTSPLY®-ASTRA TECH® OSSEOSPEED™ EV

● 3 mm ● 3,6 mm ● 4,2 mm ● 4,8 mm ● 5,4 mm





Sie erreichen uns:


OrangeCAD^{MED} GmbH
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
Germany


E: info@orangecad-med.com
P: +49 721 986188-00

www.orangecad-med.com

Titanbasis MCF I gerade I abgewinkelter Schraubenkanal		Plattform:	3 ●	3,6 ●	39,00 €* ●
Titan Grade 5		Schraube ArtNr.:	ATEV2811M		
Kugel Torx® T6 I GH 1,15 mm	Typ 2 I SF über Fläche	Set ArtNr.:	ATEV3102M		
Höhe: 3,5-6,5 mm I reduzierbar					
Passender Workflow für M		Plattform:	4,2 ●	4,8 ●	5,4 ●
Preis/Set inkl. Abutmentschraube		Schraube ArtNr.:	ATEV2812M ATEV2813M		
	Typ 2 I SF über Fläche	Set ArtNr.:	ATEV3103M ATEV3104M		

Titanbasis MSG I gerade		Plattform:	3 ●	3,6 ●	29,90 €* ●
Titan Grade 5		Schraube ArtNr.:	ATEV2806M		
Hex 1,26 I GH 0,65	Höhe: 3,5 mm I kurz	Set ArtNr.:	ATEV2068M		
Passender Workflow für M	Höhe: 5,5 mm I lang	Set ArtNr.:	ATEV2036M		
Preis/Set inkl. Abutmentschraube		Plattform:	4,2 ●	4,8 ●	5,4 ●
		Schraube ArtNr.:	ATEV2807M ATEV2808M		
	Höhe: 3,5 mm I kurz	Set ArtNr.:	ATEV2038M ATEV2042M		
	Höhe: 5,5 mm I lang	Set ArtNr.:	ATEV2040M ATEV2044M		

Titanbasis NTB I gerade		Plattform:	3 ●	3,6 ●	
Titan Grade 5		Schraube ArtNr.:	ATEV2802H		
Hex 1,26		Set ArtNr.:	ATEV2055N		
Passender Workflow für N		Plattform:	4,2 ●	4,8 ●	5,4 ●
Preis/Set inkl. Abutmentschraube		Schraube ArtNr.:	ATEV2809N ATEV2804H		
		Set ArtNr.:	ATEV2056N ATEV2057N		

Titanbasis CER I gerade		Plattform:	3 ●	3,6 ●	
Titan Grade 5 I GH 1 mm		Schraube ArtNr.:	ATEV2802H		
Hex 1,26		Set ArtNr.:	ATEV2027C		
Passender Workflow für D		Plattform:	4,2 ●	4,8 ●	5,4 ●
Preis/Set inkl. Abutmentschraube		Schraube ArtNr.:	ATEV2803H ATEV2804H		
		Set ArtNr.:	ATEV2028C ATEV2029C		

Drehmoment: 25 Ncm

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.

Passender Workflow für:

- M** Medentika®
- N** NT Trading®
- D** Dentsply Sirona®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill für Halter: Medentika®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: 3  3,6 

Schraube ArtNr.: ATEV2802H

Set ArtNr.: ATEV2504HM

24,90 €* 

Plattform: 4,2  4,8  5,4 

Schraube ArtNr.: ATEV2803H ATEV2804H

Set ArtNr.: ATEV2508HM ATEV2512HM

Pre-Mill für Halter: NT-Trading®

Titan Grade 5 I Ø 12 mm I GH 0,5

Passender Workflow für **N**

Preis/Set inkl. Frässhraube u. Abutmentschraube

Plattform: 3  3,6 

Schraube ArtNr.: ATEV2802H

Set ArtNr.: ATEV2529NN



Plattform: 4,2  4,8  5,4 

Schraube ArtNr.: ATEV2809N ATEV2804H

Set ArtNr.: ATEV2531NN ATEV2533NN

Pre-Mill für Halter: Amann Girrbach®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: 3  3,6 

Schraube ArtNr.: ATEV2806M

Set ArtNr.: ATEV2530MA



Plattform: 4,2  4,8  5,4 

Schraube ArtNr.: ATEV2807M ATEV2808M

Set ArtNr.: ATEV2532MA ATEV2534MA

Drehmoment: 25 Ncm

Laboranalog

Titan Grade 5 I Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform: 3  3,6 

ArtNr.: ATEV2401H ATEV2402H

8,00 €* 

Plattform: 4,2  4,8  5,4 

ArtNr.: ATEV2403H ATEV2404H ATEV2405H

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.



Passender Workflow für:

M Medentika®

N NT Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)

Titan Grade 5
Hex 1,26 | indexiert
farbcodiert

Höhe: 11 mm | kurz
Höhe: 17 mm | lang

Plattform:	3 ●	3,6 ●
Set ArtNr.:	ATEV2301H	ATEV2303H
Set ArtNr.:	ATEV2302H	ATEV2304H

19,50 €* 

Preis/Set inkl. Schraube

Höhe: 11 mm | kurz
Höhe: 17 mm | lang

Plattform:	4,2 ●	4,8 ●	5,4 ●
Set ArtNr.:	ATEV2305H	ATEV2307H	ATEV2309H
Set ArtNr.:	ATEV2306H	ATEV2308H	ATEV2310H

Drehmoment: handfest 

Heli-Loc® Abutment | gerade

Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung
Preis/Set inkl. Einbringhilfe

GH: 1
GH: 2
GH: 3
GH: 4

Plattform:	3 ●	3,6 ●
Set ArtNr.:	ATEV6001H	ATEV6002H
Set ArtNr.:	ATEV6003H	ATEV6004H

49,00 € 

GH: 3
GH: 4
GH: 5
GH: 4

Plattform:	4,2 ●	4,8 ●	5,4 ●
Set ArtNr.:	ATEV6006H	ATEV6011H	
Set ArtNr.:	ATEV6007H	ATEV6012H	
Set ArtNr.:	ATEV6008H	ATEV6013H	
Set ArtNr.:	ATEV6009H	ATEV6014H	

Drehmoment: 25 Ncm

Gingivaformer

Titan Grade 5
Hex 1,26
lasermarkiert

Ø [mm]:
GH: 3,5
GH: 4,5
GH: 6,5

Plattform:	3 ●	3,6 ●
Ø [mm]:	4	4,5
ArtNr.:	ATEV2701H	ATEV2704H
ArtNr.:	ATEV2702H	ATEV2705H
ArtNr.:	ATEV2703H	ATEV2706H

18,00 € 

GH: 3,5
GH: 4,5
GH: 6,5

Plattform:	4,2 ●	4,8 ●	5,4 ●
Ø [mm]:	5	6,5	6,5
ArtNr.:	ATEV2707H	ATEV2710H	ATEV2713H
ArtNr.:	ATEV2708H	ATEV2711H	ATEV2714H
ArtNr.:	ATEV2709H	ATEV2712H	ATEV2715H

Drehmoment: handfest

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF	M1,6	ATEV3102M	ATEV2912M
	M1,8	ATEV3103M	ATEV2913M
	M2,0	ATEV3104M	ATEV2914M
Titanbasis MSG	M1,6	ATEV2036M	ATEV2907H
	M1,8	ATEV2038M	ATEV2908H
	M1,8	ATEV2040M	ATEV2908H
	M2,0	ATEV2042M	ATEV2909H
	M2,0	ATEV2044M	ATEV2909H
	M1,6	ATEV2068M	ATEV2907H
Titanbasis NTB	M1,6	ATEV2055N	ATEV2902H
	M1,8	ATEV2056N	ATEV2910H
	M2,0	ATEV2057N	ATEV2904H
Titanbasis CER	M1,6	ATEV2027C	ATEV2902H
	M1,8	ATEV2028C	ATEV2903H
	M2,0	ATEV2029C	ATEV2904H

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,6	ATEV2504HM	ATEV2902M
Halter: Medentika®	M1,8	ATEV2508HM	ATEV2903M
	M2,0	ATEV2512HM	ATEV2904M
Pre-Mill Halter: NT-Trading®	M1,6	ATEV2529NN	ATEV2909H
	M1,8	ATEV2531NN	ATEV2910H
	M2,0	ATEV2533NN	ATEV2904H
Pre-Mill Halter: Amann GIRRbach®	M1,6	ATEV2530MA	ATEV2902H
	M1,8	ATEV2532MA	ATEV2908H
	M2,0	ATEV2534MA	ATEV2908H

Eindrehinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.018.71.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.019.71.031H

30,00 €* 

Eindrehinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.020.23.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.021.23.031H

15,00 €* 

Eindrehinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.020.23.025H
Heli-Loc	

15,00 €* 

Eindrehinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	-------------------------------

75,00 €* 

Eindrehinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	-------------------------------

150,00 €* 

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.