


AT-TX SERIE

DENTSPLY[®]-ASTRA TECH[®] OSSEOSPEED[™] TX

● 3 mm ● 3,5/4 mm ● 4,5/5 mm



Sie erreichen uns:

OrangeCAD^{MED} GmbH
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
Germany

E: info@orangecad-med.com
P: +49 721 986188-00

www.orangecad-med.com

Laboranalog

Titan Grade 5 | Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform: 3 ●

3,5/4 ●

4,5/5 ●

ArtNr.:	ATTX2401H	ATTX2402H	ATTX2403H
---------	-----------	-----------	-----------

8,00 €*



Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)

Plattform: 3 ●

3,5/4 ●

4,5/5 ●

19,50 €*

Titan Grade 5	Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.: ATTX2301H	ATTX2303H	ADEV2309H
Hex 1,26 indexiert	Höhe: 16,5 mm lang	Set ArtNr.: ATTX2302H	ATTX2304H	ATTX2306H
farbcodiert			Drehmoment: handfest	
Preis/Set inkl. Schraube				




Passende Instrumente Seite 4.


*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Heli-Loc® Abutment I gerade	Plattform:	3	3,5/4	4,5/5	49,00 €* 
Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung	GH: 1	Set ArtNr.:	ATTX6001H	ATTX6006H	
Preis/Set inkl. Einbringhilfe	GH: 2	Set ArtNr.:	ATTX6002H	ATTX6007H	
	GH: 3	Set ArtNr.:	ATTX6003H	ATTX6008H	
	GH: 4	Set ArtNr.:	ATTX6004H	ATTX6009H	

Drehmoment: 25 Ncm

Gingivaformer	Plattform:	3	3,5/4	4,5/5	18,00 €* 
Titan Grade 5	Ø [mm]:	4	4,5	5	
Hex 1,26	GH: 3	ArtNr.:	ATTX2701H	ATTX2704H	ATTX2707H
lasermarkiert	GH: 4	ArtNr.:	ATTX2702H	ATTX2705H	ATTX2708H
	GH: 5	ArtNr.:	ATTX2703H	ATTX2706H	ATTX2709H

Drehmoment: handfest

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Eindreheinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.018.71.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.019.71.031H

30,00 €*
**Eindreheinstrument Winkelstück (ISO)**

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.020.23.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.021.23.031H

15,00 €*
**Eindreheinstrument Heli-Loc (Ratsche) Ratsche SW 6,4**

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.051.64.020H
Heli-Loc	

30,00 €*
**Eindreheinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4**

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	------------------------

75,00 €*
**Eindreheinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm**

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	------------------------

150,00 €*


*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.