


CL-CO SERIE

ALTATEC[®] CONELOG[®]

● 3,3 mm ● 3,8 mm ● 4,3 mm ● 5 mm



Sie erreichen uns:

**OrangeCAD^{MED} GmbH
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
Germany**

**E: info@orangecad-med.com
P: +49 721 986188-00**





www.orangecad-med.com

Laboranalog

Titan Grade 5 | Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform:	3,3 	3,8 
ArtNr.:	CLCO2401H	CLCO2402H
Plattform:	4,3 	5 
ArtNr.:	CLCO2403H	CLCO2404H

8,00 €*



Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)

Titan Grade 5

Höhe: 11 mm | kurz

Hex 1,26 | indexiert

Höhe: 17 mm | lang

farbcodiert

Preis/Set inkl. Schraube

Plattform:

3,3 

3,8 

Set ArtNr.:

CLCO2302H

CLCO2304H

Set ArtNr.:

CLCO2305H

CLCO2308H

Plattform:

4,3 

5 

Set ArtNr.:

CLCO2307H

CLCO2303H

Set ArtNr.:

CLCO2301H

CLCO2306H

Drehmoment: handfest

19,50 €*



Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Heli-Loc® Abutment I gerade

Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung

Preis/Set inkl. Einbringhilfe

Plattform: 3,3 ● 3,8 ●

GH: 1	Set ArtNr.:	CLCO6005H
GH: 2	Set ArtNr.:	CLCO6006H
GH: 3	Set ArtNr.:	CLCO6007H
GH: 4	Set ArtNr.:	CLCO6008H

49,00 €¹

Plattform: 4,3 ● 5 ●

GH: 3	ArtNr.:	CLCO6005H
GH: 4	ArtNr.:	CLCO6006H
GH: 5	ArtNr.:	CLCO6007H
GH: 4	ArtNr.:	CLCO6008H

Drehmoment: 20 Ncm

**Gingivaformer**

Titan Grade 5

Hex 1,26

lasermarkiert

Plattform: 3,3 ● 3,8 ●

	Ø [mm]:	3,9	4,5
GH: 3	ArtNr.:	CLCO2701H	CLCO2704H
GH: 4	ArtNr.:	CLCO2702H	CLCO2705H
GH: 5	ArtNr.:	CLCO2703H	CLCO2706H

18,00 €¹

Plattform: 4,3 ● 5 ●

	Ø [mm]:	5	5,7
GH: 3	ArtNr.:	CLCO2707H	CLCO2710H
GH: 4	ArtNr.:	CLCO2708H	CLCO2711H
GH: 5	ArtNr.:	CLCO2709H	CLCO2712H

Drehmoment: handfest



Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Eindreheinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)

Länge: 25 mm | kurz

ArtNr.: 31.018.71.025H

Hex 1,26

Länge: 31 mm | lang

ArtNr.: 31.019.71.031H

30,00 €*
**Eindreheinstrument Winkelstück (ISO)**

Edelstahl (1.4197)

Länge: 25 mm | kurz

ArtNr.: 31.020.23.025H

Hex 1,26

Länge: 31 mm | lang

ArtNr.: 31.021.23.031H

15,00 €*
**Eindreheinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4**

Edelstahl (1.4197)

ArtNr.: 31.051.64.020H

Heli-Loc

30,00 €*
**Eindreheinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4**

Edelstahl (1.4197)

Länge: 54 mm

ArtNr.: 31.037.54.095H

75,00 €*
**Eindreheinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm**

Edelstahl (1.4197)

Länge: 110 mm

ArtNr.: 31.084.15.080H

150,00 €*


*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.