


NB-AV SERIE

NOBEL BIOCARE AB[®]-CONICAL CONNECTION

○ 3 ● NP 3,5 ● RP 4,3 ● WP 5





Sie erreichen uns:


OrangeCAD^{MED} GmbH
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
Germany


E: info@orangecad-med.com
P: +49 721 986188-00

www.orangecad-med.com

Titanbasis MCF I gerade I gewinkelter Schraubenkanal	Plattform: 3 ○	NP ●	39,00 €*	
Titan Grade 5 Kugel Torx® T6 I GH 1 Höhe: 3,5-6,5 mm I reduzierbar Passender Workflow für M	Typ 1 I SF über Fläche	Schraube ArtNr.: NBAV2806M		
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Plattform: RP ●	WP ●		
	Typ 1 I SF über Fläche	Schraube ArtNr. NBAV2807M	Set ArtNr.: NBAV3103M	
				Drehmoment: 35 Ncm

Titanbasis MSG I gerade	Plattform: 3 ○	NP ●	29,90 €*	
Titan Grade 5 Unigrip I GH 0,65 Passender Workflow für M	Höhe: 3,5 mm I kurz Höhe: 5,5 mm I lang	Schraube ArtNr.: NBAV2802H		
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Plattform: RP ●	WP ●		
		Schraube ArtNr. NBAV2804M	Set ArtNr.: NBAV2037M	
	Höhe: 3,5 mm I kurz Höhe: 5,5 mm I lang	Set ArtNr.: NBAV2038M		

Titanbasis NTB I gerade	Plattform: 3 ○	NP ●		
Titan Grade 5 Unigrip I GH 0,65 Passender Workflow für N		Schraube ArtNr.: NBAV2802H		
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Plattform: RP ●	WP ●		
		Schraube ArtNr. NBAV2804M	Set ArtNr.: NBAV2047N	

Titanbasis CER I gerade	Plattform: 3 ○	NP ●		
Titan Grade 5 Unigrip Passender Workflow für D		Schraube ArtNr.: NBAV2802H		
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Plattform: RP ●	WP ●		
		Schraube ArtNr. NBAV2803H	Set ArtNr.: NBAV2028C	
				Drehmoment: 35 Ncm

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.

Passender Workflow für:

- M** Medentika®
- D** Dentsply Sirona®
- N** NT Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill für Halter: Medentika®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: **3** ○

NP ●

Schraube ArtNr.: NBAV2802H

Set ArtNr.: **NBAV2601HM**

24,90 €* 

Plattform: **RP** ●

WP ●

Schraube ArtNr. NBAV2803H

Set ArtNr.: **NBAV2507HM**

Pre-Mill für Halter: NT-Trading®

Titan Grade 5 I Ø 12 mm I GH 0,5

Passender Workflow für **N**

Preis/Set inkl. Frässhraube u. Abutmentschraube

Plattform: **3** ○

NP ●

Schraube ArtNr.: NBAV2802H

Set ArtNr.: **NBAV2515NN**



Plattform: **RP** ●

WP ●

Schraube ArtNr. NBAV2804M

Set ArtNr.: **NBAV2516NN**

Pre-Mill für Halter: Amann Girrbach®

Titan Grade 5 I Ø 11,8 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: **3** ○

NP ●

Schraube ArtNr.: NBAV2802H

Set ArtNr.: **NBAV2522MA**



Plattform: **RP** ●

WP ●

Schraube ArtNr. NBAV2804M

Set ArtNr.: **NBAV2523MA**

Drehmoment: 35 Ncm

Laboranalog

Titan Grade 5 I Höhe: 12 mm

Indexiert

farbcodiert

Plattform: **3** ○

NP ●

Gewinde: M1,4 M1,6

ArtNr.: **NBAV2401H NBAV2402H**


8,00 €* 

Plattform: **RP** ●

WP ●

Gewinde: M2 M2

ArtNr.: **NBAV2403H NBAV2404H**



Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.



Passender Workflow für:

M Medentika®

N NT TradingI®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.



Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm
Unigrip I indexiert
farbcodiert



Höhe: 11 mm I kurz
Höhe: 17 mm I lang


Plattform:	3 	NP 
Set ArtNr.:	NBAV2301H	NBAV2303H
Set ArtNr.:	NBAV2304H	NBAV2306H

19,50 €* 

Preis/Set inkl. Schraube

Höhe: 11 mm I kurz
Höhe: 17 mm I lang



Plattform:	RP 	WP 
Set ArtNr.:	NBAV2305H	NBAV2302H
Set ArtNr.:	NBAV2307H	NBAV2308H





Drehmoment: handfest

Heli-Loc® Abutment I gerade

Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung
Preis/Set inkl. Einbringhilfe

Plattform:	3 	NP 
GH: 1 Set ArtNr.:	NBAV6001H	
GH: 2 Set ArtNr.:	NBAV6002H	
GH: 3 Set ArtNr.:	NBAV6003H	
GH: 4 Set ArtNr.:	NBAV6004H	



49,00 €* 

Plattform:	RP 	WP 
GH: 1 Set ArtNr.:	NBAV6007H	
GH: 1 Set ArtNr.:	NBAV6007H	
GH: 3 Set ArtNr.:	NBAV6009H	
GH: 4 Set ArtNr.:	NBAV6010H	



Drehmoment: 35 Ncm

Gingivaformer

Titan Grade 5
Unigrip
lasermarkiert

Plattform:	3 	NP 
Ø [mm]:	4	4,5
GH: 3 ArtNr.:	NBAV2701H	NBAV2708H
GH: 4 ArtNr.:	NBAV2702H	NBAV2709H
GH: 5 ArtNr.:	NBAV2703H	NBAV2710H

18,00 €* 

Plattform:	RP 	WP 
Ø [mm]:	5	5,5
GH: 3 ArtNr.:	NBAV2711H	NBAV2714H
GH: 4 ArtNr.:	NBAV2712H	NBAV2715H
GH: 5 ArtNr.:	NBAV2713H	NBAV2716H

Drehmoment: handfest

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF	M1,6	NBAV3102M	NBAV2908M
	M2,0	NBAV3103M	NBAV2909M
Titanbasis MSG	M1,6	NBAV2032M	NBAV2902H
	M1,6	NBAV2033M	NBAV2902H
	M2,0	NBAV2037M	NBAV2906H
	M2,0	NBAV2038M	NBAV2906H
Titanbasis NTB	M1,6	NBAV2046N	NBAV2902H
		NBAV2047N	NBAV2906H
Titanbasis CER	M1,6	NBAV2027C	NBAV2902H
	M2,0	NBAV2028C	NBAV2903H

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,6	NBAV2601HM	NBAV2902H
Halter: Medentika®	M2	NBAV2507HM	NBAV2903H
Pre-Mill	M1,6	NBAV2515NN	NBAV2902H
	M2,0	NBAV2516NN	NBAV2906H
Pre-Mill	M1,6	NBAV2522MA	NBAV2902H
	M2,0	NBAV2523MA	NBAV2906H

Eindrehinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.026.71.025H
Unigrip	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.027.71.031H

30,00 €* 

Eindrehinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.028.23.025H
Unigrip	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.029.23.031H

15,00 €* 

Eindrehinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.020.23.025H
Heli-Loc	

15,00 €* 

Eindrehinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	-------------------------------

75,00 €* 

Eindrehinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	-------------------------------

150,00 €* 

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.