


SM-BL SERIE

STRAUMANN[®]-BONE LEVEL

● NC 3,3 ● RC 4,1/4,8







Sie erreichen uns:

OrangeCAD^{MED} GmbH
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
Germany

E: info@orangecad-med.com
P: +49 721 986188-00

www.orangecad-med.com

Titanbasis MCF I gerade I abgewinkelter Schraubekanal		Plattform:	NC 3,3 ●	RC 4,1/4,8 ●	39,00 €* 
Titan Grade 5		Schraube ArtNr.:	SMBL2803M	SMBL2803M	
Kugel Torx® T6 I GH 1	Typ 1 I SF über Fläche	Set ArtNr.:	SMBL3101M	SMBL3103M	
Höhe: 3,5-6,5 mm I reduzierbar		Schraube ArtNr.:	SMBL2803M	SMBL2803M	
Passender Workflow für M		Set ArtNr.:	SMBL3102M	SMBL3104M	
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Typ 2 I SC über Ecke				
Titanbasis MSG I gerade		Plattform:	NC 3,3 ●	RC 4,1/4,8 ●	29,90 €* 
Titan Grade 5		GH:	GH1	GH0,8	
Torx® T6		Schraube ArtNr.:	SMBL2801H	SMBL2801H	
Passender Workflow für M	Höhe: 3,5 mm I kurz	Set ArtNr.:	SMBL2015M	SMBL2018M	
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Höhe: 5,5 mm I lang	Set ArtNr.:	SMBL2016M	SMBL2019M	
Titanbasis NTB I gerade		Plattform:	NC 3,3 ●	RC 4,1/4,8 ●	
Titan Grade 5		Schraube ArtNr.:	SMBL2801H	SMBL2801H	
Torx® T6		Set ArtNr.:	SMBL2025N	SMBL2026N	
Passender Workflow für N					
Preis/Set inkl. Abutmentschraube					
Titanbasis CER I gerade		Plattform:	NC 3,3 ●	RC 4,1/4,8 ●	
Titan Grade 5		Schraube ArtNr.:	SMBL2801H	SMBL2801H	
Torx® T6		Set ArtNr.:	SMBL2027C	SMBL2028C	
Passender Workflow für D				Drehmoment: 35 Ncm	
Preis/Set inkl. Abutmentschraube					

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.

Passender Workflow für:

- M** Medentika®
- D** Dentsply Sirona®
- N** NT Trading®



*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill für Halter: Medentika®



Titan Grade 5 | Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M****Preis/Set inkl. Abutmentschraube****Plattform:** NC 3,3  RC 4,1/4,8 

Schraube ArtNr.: SMBL2801H SMBL2801H

Set ArtNr.: **SMBL2502HM** **SMBL2506HM****24,90 €*****Pre-Mill für Halter: NT-Trading®**

Titan Grade 5 | Ø 12 mm



Passender Workflow für **N****Preis/Set inkl. Frässchraube u. Abutmentschraube****Plattform:** NC 3,3  RC 4,1/4,8 

GH: GH 0,5 GH 0,5

Schraube ArtNr.: SMBL2801H SMBL2801H

Set ArtNr.: **SMBL2509NN** **SMBL2510NN****Pre-Mill für Halter: Amann Girrbach®**

Titan Grade 5 | Ø 11,8 mm

Passender Workflow für **M****Preis/Set inkl. Abutmentschraube****Plattform:** NC 3,3  RC 4,1/4,8 

Schraube ArtNr.: SMBL2801H SMBL2801H

Set ArtNr.: **SMBL2511MA** **SMBL2512MA**



Drehmoment: 35 Ncm

**Laboranalog**

Titan Grade 5 | Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform: NC 3,3  RC 4,1/4,8 **Set ArtNr.:** **SMBL2401H** **SMBL2402H****8,00 €*****Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.**

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.

**Passender Workflow für:****M** Medentika®**N** NT-Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)

Titan Grade 5	Höhe: 10 mm kurz	Plattform:	NC 3,3	RC 4,1/4,8
Torx® T6 indexiert	Höhe: 15 mm lang	Set ArtNr.:	SMBL2301H	SMBL2303H
farbcodiert		Set ArtNr.:	SMBL2302H	SMBL2304H
Preis/Set inkl. Schraube			Drehmoment: 35 Ncm	

19,50 €*


Heli-Loc® Abutment | gerade

Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung	GH: 1	Plattform:	NC 3,3	RC 4,1/4,8
Preis/Set inkl. Einbringhilfe	GH: 2	Set ArtNr.:	SMBL6001H	SMBL6007H
	GH: 3	Set ArtNr.:	SMBL6002H	SMBL6008H
	GH: 4	Set ArtNr.:	SMBL6003H	SMBL6009H
	GH: 5	Set ArtNr.:	SMBL6004H	SMBL6010H
			Drehmoment: 35 Ncm	

49,00 €*


Gingivaformer

Titan Grade 5	Ø [mm]:	Plattform:	NC 3,3	RC 4,1/4,8
Torx® T6	GH: 3	ArtNr.:	SMBL2703H	SMBL2706H
lasermarkiert	GH: 4	ArtNr.:	SMBL2704H	SMBL2707H
	GH: 5	ArtNr.:	SMBL2705H	SMBL2708H

18,00 €*


Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF	M1,6	SMBL3101M	SMBL2903M
	M1,6	SMBL3102M	SMBL2903M
	M1,6	SMBL3103M	SMBL2903M
	M1,6	SMBL3104M	SMBL2903M
Titanbasis MSG	M1,6	SMBL2015M	SMBL2901H
	M1,6	SMBL2016M	SMBL2901H
	M1,6	SMBL2018M	SMBL2901H
	M1,6	SMBL2019M	SMBL2901H
Titanbasis NTB	M1,6	SMBL2025N	SMBL2901H
	M1,6	SMBL2026N	SMBL2901H
Titanbasis CER	M1,6	SMBL2027C	SMBL2901H
	M1,6	SMBL2028C	SMBL2901H

Laborschraube für:	Gewinde	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,6	SMBL2502HM	SMBL2901H
Halter: Medentika®	M1,8	SMBL2506HM	SMBL2901H
Pre-Mill	M1,6	SMBL2509NN	SMBL2901H
Halter: NT-Trading®	M1,8	SMBL2510NN	SMBL2901H
Pre-Mill	M1,6	SMBL2511MA	SMBL2901H
Halter: Amann Girschbach®	M1,8	SMBL2512MA	SMBL2901H

Eindrehinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.022.71.025H
Torx® T6	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.023.71.031H

30,00 €* 

Eindrehinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.024.23.025H
Torx® T6	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.025.23.031H

15,00 €* 

Eindrehinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.020.23.025H
Heli-Loc	

15,00 €* 

Eindrehinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	-------------------------------

75,00 €* 

Eindrehinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	-------------------------------

150,00 €* 

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.