



KOMPATIBLE, PLATTFORMÜBERGREIFENDE UND PREISWERTE PROTHETIKKOMPONENTEN.

MADE IN GERMANY












**KOMPATIBEL ZU:**

- Medentika[®]-Halter
- NT Dental[®] Halter
- Amann Girrbach[®] Halter

GEEIGNET FÜR WORKFLOW MIT:

- Medentika[®] Scanbody
- Medentika[®] Bibliothek
- NT Dental[®] Bibliothek
- NT Dental[®] Scanbody

UNSER SET-PREIS***24,90 €****INKL. SCHRAUBE(N)****PASSEND ZU FOLGENDEN IMPLANTATSYSTEMEN**

-  Dentsply[®]-Astra Tech OsseoSpeed[®] EV
-  Dentsply[®]-Astra Tech OsseoSpeed[®] TX
-  Biohorizons[®]-Internal Hex
-  Altatec[®]-Conelog[®]
-  Altatec[®]-Camlog[®]
-  Dentsply[®]-Ankylos[®] C/X
-  Dentsply[®]-XiVE[®] S
-  Medentis Medical[®]-ICX[®]
-  MIS[®]-Seven[®]
-  Nobel Biocare[®]-Conical Connection
-  Nobel Biocare[®]-Replace[®] Tri Lobe
-  Straumann[®]-Bone Level
-  Straumann[®]-Tissue Level
-  Zimmer Dental-TSV[®]

Unsere Produkte werden nach DIN EN ISO 13485 / EU-Qualitätsmanagementbescheinigung nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) hergestellt.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor.

Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet.

OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern.

*Preise gültig bis 31.12.2023. Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten.



KOMPATIBLE, PLATTFORMÜBERGREIFENDE UND PREISWERTE PROTHETIKKOMPONENTEN.

MADE IN GERMANY



ANWENDUNG:

Für individuelle einteilige Abutments aus Titan mit industriell vorgefertigtem Interface.

Perfekte Anpassung an die anatomischen und prothetischen patientenspezifischen Vorgaben im CAD/CAM-Prozess.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK!

Das Beste aus zwei Welten:

Individuelle indikationsspezifische Freiheit vereint mit der Sicherheit einer industriell vorgefertigten Implantat-Abutment Verbindung. Das ist das **ORANGECAD^{MED}** Pre-Mill.

- **Gewohnter Workflow** — verwendbar mit den gängigen CAD Systemen und zugehörigen Scanbodies
- **Kompatibel** — zu den meist verbreiteten Fräshaltern und -systemen
- **Hohe Wertschöpfung** — durch Inhouse Fertigung

Unsere Produkte werden nach DIN EN ISO 13485 / EU-Qualitätsmanagementbescheinigung nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) hergestellt.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor.

Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet.

OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern.

*Preise gültig bis 31.12.2023. Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten.