

TITANBASIS MCF

FLEXIBLER SCHRAUBENKANAL



ZUM PRODUKT

KOMPATIBLE, PLATTFORMÜBERGREIFENDE UND
PREISWERTE PROTHETIKKOMPONENTEN.

MADE IN GERMANY

**GEEIGNET FÜR WORKFLOW MIT:**

- Medentika[®] Scanbody
- Medentika[®] Bibliothek

UNSER SET-PREIS*

39,00 €

INKL. SCHRAUBE(N)

PASSEND ZU FOLGENDEN IMPLANTATSYSTEMEN

- Dentsply[®]-Astra Tech OsseoSpeed[®] EV
- Dentsply[®]-Astra Tech OsseoSpeed[®] TX
- Biohorizons[®]-Internal Hex
- Altatec[®]-Conelog[®]
- Altatec[®]-Camlog[®]
- Dentsply[®]-Ankylos[®] C/X
- Dentsply[®]-XiVE[®] S
- Medentis Medical[®]-ICX[®]
- MIS[®]-Seven[®]
- Nobel Biocare[®]-Conical Connection
- Nobel Biocare[®]-Replace[®] Tri Lobe
- Straumann[®]-Bone Level
- Straumann[®]-Tissue Level
- Zimmer Dental-TSV[®]

Unsere Produkte werden nach DIN EN ISO 13485 / EU-Qualitätsmanagementbescheinigung nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) hergestellt.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor.

Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet.

OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern.

*Preise gültig bis 31.12.2023. Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten.

TITANBASIS MCF

FLEXIBLER SCHRAUBENKANAL



ZUM PRODUKT

KOMPATIBLE, PLATTFORMÜBERGREIFENDE UND PREISWERTE PROTHETIKKOMPONENTEN.

MADE IN GERMANY



ANWENDUNG:

Verbindungselement zur ästhetischen und stabilen Versorgung von individuellen Einzelzahnrestorationen auf Implantaten mittels keramischer Aufbauten.

Für Seiten- und Frontzahnversorgungen, kompensiert eine prothetisch ungünstige Implantat-Angulation durch flexiblen Schraubenkanalaustritt.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK!

Das Beste aus zwei Welten – Individuelle indikationsspezifische Freiheit vereint mit der Sicherheit einer industriell vorgefertigten Implantat-Abutment Verbindung. Das ist die **ORANGECAD^{MED}** Titanbasis.

- **Maximale Freiheit** — durch systemkompatiblen Workflow, erhältlich für alle gängigen CAD/CAM Bibliotheken
- **Simple Handhabung** — bleiben Sie bei Ihren bewährten Arbeitsabläufen
- **Flexibler Schraubenkanal** — ermöglicht Abwinklungen bis zu 25°

Unsere Produkte werden nach DIN EN ISO 13485 / EU-Qualitätsmanagementbescheinigung nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) hergestellt. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen. Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. *Preise gültig bis 31.12.2023. Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten.