



ZUM PRODUKT

KOMPATIBLE, PLATTFORMÜBERGREIFENDE UND PREISWERTE PROTHETIKKOMPONENTEN.
MADE IN GERMANY**GEEIGNET FÜR WORKFLOW MIT:**















- Medentika® Scanbody
- Medentika® Bibliothek
- NT Dental® Bibliothek
- NT Dental® Scanbody
- Dentsply Sirona® Bibliothek
- Dentsply Sirona® Scanbody

UNSER SET-PREIS*

29,90 €

INKL. SCHRAUBE(N)

PASSEND ZU FOLGENDEN IMPLANTATSYSTEMEN

-  Dentsply®-Astra Tech OsseoSpeed® EV
-  Dentsply®-Astra Tech OsseoSpeed® TX
-  Biohorizons®-Internal Hex
-  Altatec®-Conelog®
-  Altatec®-Camlog®
-  Dentsply®-Ankylos® C/X
-  Dentsply®-XiVE® S
-  Medentis Medical®-ICX®
-  MIS®-Seven®
-  Nobel Biocare®-Conical Connection
-  Nobel Biocare®-Replace® Tri Lobe
-  Straumann®-Bone Level
-  Straumann®-Tissue Level
-  Zimmer Dental-TSV®

Unsere Produkte werden nach DIN EN ISO 13485 / EU-Qualitätsmanagementbescheinigung nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) hergestellt.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor.

Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet.

OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern.

*Preise gültig bis 31.12.2023. Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten.



KOMPATIBLE, PLATTFORMÜBERGREIFENDE UND PREISWERTE PROTHETIKKOMPONENTEN.

MADE IN GERMANY

**ANWENDUNG:**

Verbindungselement zur ästhetischen und stabilen Versorgung von individuellen Einzelzahnrestorationen auf Implantaten mittels keramischer Aufbauten.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK!**Bleiben Sie Ihren vertrauten CAD/CAM-Prozessen treu!**

Hochwertige industriell vorgefertigte Implantat-Abutment-Verbindung kompatibel zu zahlreichen Systemen und CAD Bibliotheken ohne Umstellung des gewohnten Workflows. Das ist die **ORANGECAD^{MED}** Titanbasis.

- **Gewohnter Workflow** — kompatibel zu den gängigen CAD Systeme
- **Verschiedene Kaminhöhen** — für unterschiedliche klinische Situationen
- **Starker Halt** — durch großflächige Klebegeometrie
- **Abgerundetes Zylinder Design** — Passiv-Fit ohne Spannungsspitzen

Unsere Produkte werden nach DIN EN ISO 13485 / EU-Qualitätsmanagementbescheinigung nach Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) hergestellt.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor.

Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet.

OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern.

*Preise gültig bis 31.12.2023. Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten.