


CL-SR SERIE

ALTATEC[®] CAMLOG[®]

● 3,3 mm ● 3,8 mm ● 4,3 mm ● 5 mm ● 6 mm




Sie erreichen uns:

OrangeCAD^{MED} GmbH
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
Germany

E: info@orangecad-med.com
P: +49 721 986188-00


www.orangecad-med.com

Titanbasis MCF I gerade I abgewinkelter Schraubekanal Plattform: 3,3 3,8 39,00 €* 

Titan Grade 5 I GH 0,35 mm	Schraube ArtNr.:	CLSR2803M
Kugel Torx® T6	Typ 1 I SC über Ecke	Set ArtNr.: CLSR3103M
Höhe: 3,5-6,5 mm I reduzierbar	Typ 2 I SF über Fläche	Set ArtNr.: CLSR3104M

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Plattform:	4,3	5	6
	Schraube ArtNr.:	CLSR2803M		
	Typ 1 I SF über Ecke	Set ArtNr.: CLSR3105M		
	Typ 2 I SF über Fläche	Set ArtNr.: CLSR3106M		

Titanbasis MSG I gerade Plattform: 3,3 3,8 29,90 €* 

Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	CLSR2801H	CLSR2801H
Hex 1,26 I GH 0,3	Höhe: 3,5 mm I kurz	Set ArtNr.: CLSR2040M	CLSR2043M
Passender Workflow für M	Höhe: 5,5 mm I lang	Set ArtNr.: CLSR2041M	CLSR2044M

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

	Plattform:	4,3	5	6
	Schraube ArtNr.:	CLSR2801H	CLSR2802H	
	Höhe: 3,5 mm I kurz	Set ArtNr.: CLSR2046M	CLSR2049M	
	Höhe: 5,5 mm I lang	Set ArtNr.: CLSR2047M	CLSR2050M	

Titanbasis NTB I gerade Plattform: 3,3 3,8 

Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	CLSR2801H	CLSR2801H
Hex 1,26	Set ArtNr.:	CLSR2059N	CLSR2060N

Passender Workflow für **N**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Plattform:	4,3	5	6
	Schraube ArtNr.:	CLSR2801H		
	Set ArtNr.:	CLSR2061N		

Titanbasis CER I gerade Plattform: 3,3 3,8 

Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	CLSR2801H	CLSR2801H
Hex 1,26	Set ArtNr.:	CLSR2035C	CLSR2036C

Passender Workflow für **C**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Plattform:	4,3	5	6
	Schraube ArtNr.:	CLSR2801H	CLSR2802H	
	Set ArtNr.:	CLSR2037C	CLSR2038C	

Drehmoment: 20 Ncm

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.

Passender Workflow für:

-  **Medentika®**
-  **NT Trading®**
-  **Camlog®**

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.



Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill für Halter: Medentika®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: 3,3  3,8 

Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2801H

Set ArtNr.: **CLSR2502HM** **CLSR2506HM**24,90 €* Plattform: 4,3  5  6 



Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2802H CLSR2802H

Set ArtNr.: **CLSR2510HM** **CLSR2514HM** **CLSR2514HM****Pre-Mill für Halter: NT-Trading®**


Titan Grade 5 I Ø 12 mm I GH 0,5

Passender Workflow für **N**

Preis/Set inkl. Frässhraube u. Abutmentschraube

Plattform: 3,3  3,8 

Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2801H

Set ArtNr.: **CLSR2517NN** **CLSR2518NN**Plattform: 4,3  5  6 



Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2801H

Set ArtNr.: **CLSR2519NN** **CLSR2520NN****Pre-Mill für Halter: Amann Girrbach®**

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: 3,3  3,8 

Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2801H

Set ArtNr.: **CLSR2521MA** **CLSR2522MA**Plattform: 4,3  5  6 




Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2802H

Set ArtNr.: **CLSR2523MA** **CLSR2524MA**Drehmoment: 20 Ncm **Laboranalog**

Titan Grade 5 I Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform: 3,3  3,8 Set ArtNr.: **CLSR2401H** **CLSR2402H**Plattform: 4,3  5  6 Set ArtNr.: **CLSR2403H** **CLSR2404H**8,00 €* 

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4. **Passender Workflow für:****M** Medentika®**N** NT Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)

Titan Grade 5 | Ø 11,5 mm
Hex 1,26 | indexiert
farbcodiert

Preis/Set inkl. Schraube

Plattform:	3,3	3,8
Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.: CLSR2301H	CLSR2303H
Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.: CLSR2302H	CLSR2304H

24,90 €* 

Plattform:	4,3	5	6
Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.: CLSR2305H	CLSR2307H	
Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.: CLSR2306H	CLSR2308H	

Drehmoment: handfest 

Heli-Loc® Abutment | gerade

Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtu

Preis/Set inkl. Einbringhilfe

Plattform:	3,3	3,8
GH: 1	Set ArtNr.: CLSR6005H	
GH: 2	Set ArtNr.: CLSR6006H	
GH: 3	Set ArtNr.: CLSR6007H	
GH: 4	Set ArtNr.: CLSR6008H	

49,00 € 

Plattform:	4,3	5	6
GH: 3	Set ArtNr.: CLSR6010H		
GH: 4	Set ArtNr.: CLSR6011H		
GH: 5	Set ArtNr.: CLSR6012H		
GH: 4	Set ArtNr.: CLSR6013H		

Drehmoment: 30 Ncm

Gingivaformer

Titan Grade 5
Hex 1,26
lasermarkiert

Plattform:	3,3	3,8
Ø [mm]:	4,5	4,9
GH: 3	ArtNr.: CLSR2701H	CLSR2704H
GH: 4	ArtNr.: CLSR2702H	CLSR2705H
GH: 5	ArtNr.: CLSR2703H	CLSR2706H

18,00 € 

Plattform:	4,3	5	6
Ø [mm]:	5,5	6,2	
GH: 3	ArtNr.: CLSR2707H	CLSR2710H	
GH: 4	ArtNr.: CLSR2708H	CLSR2711H	
GH: 5	ArtNr.: CLSR2709H	CLSR2712H	

Drehmoment: handfest

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €*^{*}

Titan Grade 5
Gold anodisiert



Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF		CLSR3103M	CLSR2905M
		CLSR3104M	CLSR2905M
		CLSR3105M	CLSR2905M
		CLSR3106M	CLSR2905M
Titanbasis MSG	M1,6	CLSR2040M	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2041M	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2043M	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2044M	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2046M	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2047M	CLSR2901H
	M2,0	CLSR2049M	CLSR2902H
	M2,0	CLSR2050M	CLSR2902H
Titanbasis NTB	M1,6	CLSR2059N	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2060N	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2061N	CLSR2901H
Titanbasis CER	M1,6	CLSR2035C	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2036C	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2037C	CLSR2901H
	M2,0	CLSR2038C	CLSR2902H

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €*^{*}

Titan Grade 5
Gold anodisiert




Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,6	CLSR2502HM	CLSR2901H
Halter: Medentika®	M1,6	CLSR2506HM	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2510HM	CLSR2901H
	M2,0	CLSR2514HM	CLSR2902H
	M2,0	CLSR2518HM	CLSR2902H
Pre-Mill	M1,6	CLSR2517NN	CLSR2901H
Halter: NT-Trading®	M1,6	CLSR2518NN	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2519NN	CLSR2901H
	M2,0	CLSR2520NN	CLSR2902H
Pre-Mill	M1,6	CLSR2521MA	CLSR2901H
Halter: Amann Girrbach®	M1,6	CLSR2522MA	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2523MA	CLSR2901H
	M2,0	CLSR2524MA	CLSR2902H

Eindrehinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.018.71.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.019.71.031H

30,00 €*^{*}



Eindrehinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.020.23.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.021.23.031H

15,00 €*^{*}



Eindrehinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.051.64.020H
Hex 1,26	

15,00 €*^{*}



Eindrehinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	-------------------------------

75,00 €*^{*}



Eindrehinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	-------------------------------

150,00 €*^{*}



*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.