

ZMB SERIE

ZIMMER DENTAL[®]/MIS[®]/BIOHORIZONS[®] INTERNAL HEX

● 3,5 mm ● 4,5 mm ● 5,7 mm





Sie erreichen uns:


OrangeCAD^{MED} GmbH
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
Germany


E: info@orangecad-med.com
P: +49 721 986188-00

www.orangecad-med.com

Titanbasis MCF gerade abgewinkelter Schraubenkanal	Plattform:	3,5 ●	4,5 ●	5,7 ●	39,00 €* 
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	ZITA2802M	ZITA2802M		
Kugel Torx® T6 GH 1,8 mm	Typ 1 SF über Fläche	Set ArtNr.: ZITA3101M	ZITA3102M		
Höhe: 3,5-6,5 mm reduzierbar					
Passender Workflow für M					
Preis/Set inkl. Abutmentschraube					

Titanbasis MSG gerade	Plattform:	3,5 ●	4,5 ●	5,7 ●	29,90 €* 
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	ZITA2801H	ZITA2801H	ZITA2801H	
Hex 1,26 GH 0,3 mm	Höhe: 3,5 mm kurz	Set ArtNr.: ZITA2046M	ZITA2049M		
Passender Workflow für M	Höhe: 5,5 mm lang	Set ArtNr.: ZITA2047M	ZITA2050M		
Preis/Set inkl. Abutmentschraube					

Titanbasis NTB gerade	Plattform:	3,5 ●	4,5 ●	5,7 ●	
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	ZITA2801H	ZITA2801H		
Hex 1,26		Set ArtNr.: ZITA2025N	ZITA2026N		
Passender Workflow für N					
Preis/Set inkl. Abutmentschraube					

Titanbasis CER gerade	Plattform:	3,5 ●	4,5 ●	5,7 ●	
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	ZITA2801H	ZITA2801H		
Hex 1,26		Set ArtNr.: ZITA2056C	ZITA2055C		
Passender Workflow für D				Drehmoment: 30 Ncm	
Preis/Set inkl. Abutmentschraube					

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.

Passender Workflow für:

- M** Medentika®
- D** Dentsply Sirona®
- N** NT Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill I für Halter: Medentika®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ●

Schraube ArtNr.: ZITA2801H ZITA2801H

Set ArtNr.: ZITA2502HM ZITA2506HM

24,90 €*



Pre-Mill I für Halter: NT-Trading®

Titan Grade 5 I Ø 12 mm I GH 0,5

Passender Workflow für **N**

Preis/Set inkl. Frässchraube u. Abutmentschraube

Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ●

Schraube ArtNr.: ZITA2801H ZITA2801H ZITA2801H

Set ArtNr.: ZITA2513NN ZITA2514NN



Pre-Mill I für Halter: Amann Girrbach®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ●

Schraube ArtNr.: ZITA2801HM ZITA2801HM

Set ArtNr.: ZITA2516MA ZITA2517MA

Drehmoment: 30 Ncm



Laboranalog

Titan Grade 5 I Höhe; 12 mm

indexiert

Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ●

Set ArtNr.: ZITA2401H ZITA2402H ZITA2403H

8,00



Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.



Passender Workflow für:

M Medentika®

N NT Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)

		Plattform:	3,5 ●	4,5 ●	5,7 ●	
Titan Grade 5	Höhe: 9 mm kurz	Set ArtNr.:	ZITA2301H	ZITA2303H	ZITA2306H	Drehmoment: handfest
Hex 1,26 indexiert	Höhe: 15 mm lang	Set ArtNr.:	ZITA2302H	ZITA2305H	ZITA2307H	
farbcodiert						

Preis/Set inkl. Schraube

19,50 €*



Heli-Loc® Abutment | gerade

		Plattform:	3,5 ●	4,5 ●	5,7 ●	
Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung	GH: 1	Set ArtNr.:	ZITA6002H	ZITA6009H		Drehmoment: 30 Ncm
Preis/Set inkl. Einbringhilfe	GH: 2	Set ArtNr.:	ZITA6003H	ZITA6010H		
	GH: 3	Set ArtNr.:	ZITA6004H	ZITA6011H		
	GH: 4	Set ArtNr.:	ZITA6005H	ZITA6012H		

49,00 €*



Gingivaformer

		Plattform:	3,5 ●	4,5 ●	5,7 ●	
Titan Grade 5	Ø [mm]:		4,5	4,9	5,9	Drehmoment: handfest
Hex 1,26	GH: 3	ArtNr.:	ZITA2701H	ZITA2704H	ZITA2707H	
lasermarkiert	GH: 4	ArtNr.:	ZITA2702H	ZITA2705H	ZITA2708H	

18,00 €*



Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF		ZITA3101M	ZITA2903M
		ZITA3102M	ZITA2903M
Titanbasis MSG	M1,8	ZITA2046M	ZITA2901H
	M1,8	ZITA2047M	ZITA2901H
	M1,8	ZITA2049M	ZITA2901H
	M1,8	ZITA2050M	ZITA2901H
Titanbasis NTB	M1,8	ZITA2025N	ZITA2901H
	M1,8	ZITA2026N	ZITA2901H
Titanbasis CER	M1,8	ZITA2055C	ZITA2901H
	M1,8	ZITA2056C	ZITA2901H

Laborschraube für:	Gewinde	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,8	ZITA2502HM	ZITA2901H
Halter: Medentika®	M1,8	ZITA2506HM	ZITA2901H
Pre-Mill	M1,8	ZITA2513NN	ZITA2901H
Halter: NT-Trading®	M1,8	ZITA2514NN	ZITA2901H
Pre-Mill	M1,8	ZITA2516MA	ZITA2901H
Halter: Amann Girrbach®	M1,8	ZITA2517MA	ZITA2901H

Eindrehinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.018.71.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.019.71.031H

30,00 €* 

Eindrehinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.020.23.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.021.23.031H

15,00 €* 

Eindrehinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.051.64.020H
Heli-Loc	

15,00 €* 

Eindrehinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	------------------------

75,00 €* 

Eindrehinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	------------------------

150,00 €* 

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.