


**KOMPATIBLE,
PLATTFORMÜBERGREIFENDE
UND PREISWERTE
PROTHETIKKOMPONENTEN.**



SM-TL SERIE

STRAUMANN®-TISSUE LEVEL

● NNC 3,5 ● RN 4,8 ● WN 6,5



Titanbasis MCF I gerade I abgewinkelter Schraubenkanal Plattform: NNC 3,5 ● RN 4,8 ● WN 6,5 ● 39,00 €*

Titan Grade 5

Schraube ArtNr.:

SMTL2805M

Kugel Torx® T6 I GH 0,4 mm

Typ 1 I SF über Fläche

Set ArtNr.:

SMTL3103M

Höhe: 3,5-6,5 mm I reduzierbar

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube


Titanbasis MSG I gerade Plattform: NNC 3,5 ● RN 4,8 ● WN 6,5 ● 29,90 €*

Titan Grade 5

Schraube ArtNr.:

SMTL2803M

SMTL2803M

Torx® T6 I GH 0,1 mm

Höhe: 3,5 mm I kurz

Set ArtNr.:

SMTL2025M

SMTL2028M

Passender Workflow für **M**

Höhe: 5,5 mm I lang

Set ArtNr.:

SMTL2026M

SMTL2029M

Preis/Set inkl. Abutmentschraube


Titanbasis NTB I gerade Plattform: NNC 3,5 ● RN 4,8 ● WN 6,5 ●

Titan Grade 5

Schraube ArtNr.:

SMTL2803M

Torx® T6

Set ArtNr.:

SMTL2033N

Passender Workflow für **N**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube


Titanbasis CER I gerade Plattform: NNC 3,5 ● RN 4,8 ● WN 6,5 ●

Titan Grade 5

Schraube ArtNr.:

SMTL2803M

SMTL2803M

Torx® T6

Set ArtNr.:

SMTL2035C

SMTL2036C

Passender Workflow für **D**

Drehmoment: 35 Ncm

Preis/Set inkl. Abutmentschraube



Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Eindrehinstrumente Seite 4.


Passender Workflow für:

- M** Medentika®
- D** Dentsply Sirona®
- N** NT Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill für Halter: Medentika®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Torx® T6

Passender Workflow für **M****Preis/Set inkl. Abutmentschraube****Plattform:** NNC 3,5 ● RN 4,8 ● WN 6,5 ●

Schraube ArtNr.: SMTL2801H SMTL2803M SMTL2803M

Set ArtNr.: SMTL2502HM SMTL2511MM SMTL2513MM**24,90 €*****Pre-Mill für Halter: NT-Trading®**

Titan Grade 5 I Ø 12 mm I GH 0,5

Torx® T6

Passender Workflow für **N****Preis/Set inkl. Frässhraube u. Abutmentschraube****Plattform:** NNC 3,5 ● RN 4,8 ● WN 6,5 ●

Schraube ArtNr.: SMTL2803M SMTL2803M

Set ArtNr.: SMTL2515NN SMTL2516NN**Pre-Mill für Halter: Amann Girrbach®**

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Torx® T6

Passender Workflow für **M****Preis/Set inkl. Abutmentschraube****Plattform:** NNC 3,5 ● RN 4,8 ● WN 6,5 ●

Schraube ArtNr.: SMTL2803M SMTL2803M

Set ArtNr.: SMTL2518MA SMTL2519MA

Drehmoment: 35 Ncm

**Laboranalog**

Titan Grade 5 I Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform: NNC 3,5 ● RN 4,8 ● WN 6,5 ●**ArtNr.:** SMTL2401H SMTL2403H SMTL2405H**8,00 €*****Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- € zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.**





Passende Laborschrauben und Eindrehinstrumente Seite 4.

**Passender Workflow für:****M** Medentika®**N** NT Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)		Plattform:	NNC 3,5 	RN 4,8 	WN 6,5 	19,50 €* 
Titan Grade 5	Höhe: 9 mm kurz	Set ArtNr.:	SMTL2303H		SMTL2305H	
Torx® T6 indexiert	Höhe: 15 mm lang	Set ArtNr.:	SMTL2304H		SMTL2306H	
farbcodiert						Drehmoment: handfest
Preis/Set inkl. Schraube						

Gingivaformer		Plattform:	NNC 3,5 	RN 4,8 	WN 6,5 	18,00 €* 
Titan Grade 5	GH: 2	ArtNr.:	SMTL2707H		SMTL2710H	
Torx® T6	GH: 3	ArtNr.:	SMTL2708H		SMTL2711H	
lasermarkiert	GH: 4	ArtNr.:	SMTL2709H		SMTL2712H	
						Drehmoment: handfest

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF		SMTL3103M	SMTL2907M
Titanbasis MSG	M2,0	SMTL2025M	SMTL2905H
	M2,0	SMTL2026M	SMTL2905H
	M2,0	SMTL2028M	SMTL2905H
	M2,0	SMTL2029M	SMTL2905H
Titanbasis NTB	M2,0	SMTL2033N	SMTL2905H
Titanbasis CER	M2,0	SMTL2035C	SMTL2902H
	M2,0	SMTL2036C	SMTL2902H

Laborschraube für:	Gewinde	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,6	SMTL2502HM	SMTL2901H
Halter: Medentika®	M2,0	SMTL2511MM	SMTL2905H
	M2,0	SMTL2513MM	SMTL2905H
Pre-Mill	M2,0	SMTL2515NN	SMTL2905H
Halter: NT-Trading®	M2,0	SMTL2516NN	SMTL2905H
Pre-Mill	M2,0	SMTL2518MA	SMTL2905H
Halter: Amann Girrbach®	M2,0	SMTL2519MA	SMTL2905H

Eindreheinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.022.71.025H
Torx® T6	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.023.71.031H

30,00 €* 

Eindreheinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.024.23.025H
Torx® T6	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.025.23.031H

15,00 €* 

Eindreheinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.020.23.025H
Heli-Loc	

15,00 €* 

Eindreheinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	-------------------------------

75,00 €* 

Eindreheinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	-------------------------------

150,00 €* 

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.


Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.


SM-BL SERIE


STRAUMANN®-BONE LEVEL


● NC 3,3 ● RC 4,1/4,8



Titanbasis MCF I gerade I abgewinkelter Schraubkanal	Plattform:	NC 3,3	RC 4,1/4,8	39,00 €* 	
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	SMBL2803M	SMBL2803M		
Kugel Torx® T6 I GH 1	Typ 1 I SF über Fläche	Set ArtNr.:	SMBL3101M		SMBL3103M
Höhe: 3,5-6,5 mm I reduzierbar		Schraube ArtNr.:	SMBL2803M		SMBL2803M
Passender Workflow für M		Set ArtNr.:	SMBL3102M	SMBL3104M	
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Typ 2 I SC über Ecke				

Titanbasis MSG I gerade	Plattform:	NC 3,3	RC 4,1/4,8	29,90 €* 
Titan Grade 5	GH:	GH1	GH0,8	
Torx® T6	Schraube ArtNr.:	SMBL2801H	SMBL2801H	
Passender Workflow für M	Höhe: 3,5 mm I kurz	Set ArtNr.:	SMBL2015M	
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Höhe: 5,5 mm I lang	Set ArtNr.:	SMBL2016M	SMBL2019M

Titanbasis NTB I gerade	Plattform:	NC 3,3	RC 4,1/4,8	
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	SMBL2801H	SMBL2801H	
Torx® T6	Set ArtNr.:	SMBL2025N	SMBL2026N	
Passender Workflow für N				
Preis/Set inkl. Abutmentschraube				

Titanbasis CER I gerade	Plattform:	NC 3,3	RC 4,1/4,8	
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	SMBL2801H	SMBL2801H	
Torx® T6	Set ArtNr.:	SMBL2027C	SMBL2028C	
Passender Workflow für D			Drehmoment: 35 Ncm	
Preis/Set inkl. Abutmentschraube				

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.

Passender Workflow für:

- M** Medentika®
- D** Dentsply Sirona®
- N** NT Trading®



*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill für Halter: Medentika®



Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M****Preis/Set inkl. Abutmentschraube****Plattform:** NC 3,3  RC 4,1/4,8 

Schraube ArtNr.: SMBL2801H SMBL2801H

Set ArtNr.: **SMBL2502HM** **SMBL2506HM****24,90 €* ****Pre-Mill für Halter: NT-Trading®**

Titan Grade 5 I Ø 12 mm



Passender Workflow für **N****Preis/Set inkl. Frässhraube u. Abutmentschraube****Plattform:** NC 3,3  RC 4,1/4,8 

GH: GH 0,5 GH 0,5

Schraube ArtNr.: SMBL2801H SMBL2801H

Set ArtNr.: **SMBL2509NN** **SMBL2510NN****Pre-Mill für Halter: Amann Girrbach®**

Titan Grade 5 I Ø 11,8 mm

Passender Workflow für **M****Preis/Set inkl. Abutmentschraube****Plattform:** NC 3,3  RC 4,1/4,8 

Schraube ArtNr.: SMBL2801H SMBL2801H

Set ArtNr.: **SMBL2511MA** **SMBL2512MA**



Drehmoment: 35 Ncm

**Laboranalog**

Titan Grade 5 I Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform: NC 3,3  RC 4,1/4,8 **Set ArtNr.:** **SMBL2401H** **SMBL2402H****8,00 €* ****Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.**

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.

**Passender Workflow für:****M** Medentika®**N** NT-Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)

		Plattform:	NC 3,3	RC 4,1/4,8
Titan Grade 5	Höhe: 10 mm kurz	Set ArtNr.:	SMBL2301H	SMBL2303H
Torx® T6 indexiert	Höhe: 15 mm lang	Set ArtNr.:	SMBL2302H	SMBL2304H
farbcodiert		Drehmoment: 35 Ncm		
Preis/Set inkl. Schraube				

19,50 €*


Heli-Loc® Abutment | gerade

		Plattform:	NC 3,3	RC 4,1/4,8
Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung	GH: 1	Set ArtNr.:	SMBL6001H	SMBL6007H
Preis/Set inkl. Einbringhilfe	GH: 2	Set ArtNr.:	SMBL6002H	SMBL6008H
	GH: 3	Set ArtNr.:	SMBL6003H	SMBL6009H
	GH: 4	Set ArtNr.:	SMBL6004H	SMBL6010H
		Drehmoment: 35 Ncm		

49,00 €*


Gingivaformer

		Plattform:	NC 3,3	RC 4,1/4,8
Titan Grade 5	Ø [mm]:		4,5	4,9
Torx® T6	GH: 3	ArtNr.:	SMBL2703H	SMBL2706H
lasermarkiert	GH: 4	ArtNr.:	SMBL2704H	SMBL2707H
	GH: 5	ArtNr.:	SMBL2705H	SMBL2708H

18,00 €*


Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF	M1,6	SMBL3101M	SMBL2903M
	M1,6	SMBL3102M	SMBL2903M
	M1,6	SMBL3103M	SMBL2903M
	M1,6	SMBL3104M	SMBL2903M
Titanbasis MSG	M1,6	SMBL2015M	SMBL2901H
	M1,6	SMBL2016M	SMBL2901H
	M1,6	SMBL2018M	SMBL2901H
	M1,6	SMBL2019M	SMBL2901H
Titanbasis NTB	M1,6	SMBL2025N	SMBL2901H
	M1,6	SMBL2026N	SMBL2901H
Titanbasis CER	M1,6	SMBL2027C	SMBL2901H
	M1,6	SMBL2028C	SMBL2901H

Laborschraube für:	Gewinde	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,6	SMBL2502HM	SMBL2901H
Halter: Medentika®	M1,8	SMBL2506HM	SMBL2901H
Pre-Mill Halter: NT-Trading®	M1,6	SMBL2509NN	SMBL2901H
	M1,8	SMBL2510NN	SMBL2901H
Pre-Mill Halter: Amann Girrbach®	M1,6	SMBL2511MA	SMBL2901H
	M1,8	SMBL2512MA	SMBL2901H

Eindreheinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.022.71.025H
Torx® T6	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.023.71.031H

30,00 €* 

Eindreheinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.024.23.025H
Torx® T6	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.025.23.031H

15,00 €* 

Eindreheinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.020.23.025H
Heli-Loc	

15,00 €* 

Eindreheinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	-------------------------------

75,00 €* 

Eindreheinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	-------------------------------

150,00 €* 

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

CL-CO SERIE

ALTATEC[®] CONELOG[®]

● 3,3 mm ● 3,8 mm ● 4,3 mm ● 5 mm







Laboranalog

Titan Grade 5 | Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform:	3,3 	3,8 
ArtNr.:	CLCO2401H	CLCO2402H
Plattform:	4,3 	5 
ArtNr.:	CLCO2403H	CLCO2404H

8,00 €*


Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.





Abformpfosten (offene Abformung)

Titan Grade 5

Hex 1,26 | indexiert

farbcodiert

Preis/Set inkl. Schraube

	Plattform:	3,3 	3,8 
Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.:	CLCO2302H	CLCO2304H
Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.:	CLCO2305H	CLCO2308H
	Plattform:	4,3 	5 
Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.:	CLCO2307H	CLCO2303H
Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.:	CLCO2301H	CLCO2306H

19,50 €*



Drehmoment: handfest

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.



Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Heli-Loc® Abutment I gerade



Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung

Preis/Set inkl. Einbringhilfe

Plattform: 3,3  3,8 

49,00 €*

GH: 1	Set ArtNr.:	CLCO6005H
GH: 2	Set ArtNr.:	CLCO6006H
GH: 3	Set ArtNr.:	CLCO6007H
GH: 4	Set ArtNr.:	CLCO6008H

Plattform: 4,3  5 

GH: 3	ArtNr.:	CLCO6005H
GH: 4	ArtNr.:	CLCO6006H
GH: 5	ArtNr.:	CLCO6007H
GH: 4	ArtNr.:	CLCO6008H





Drehmoment: 20 Ncm

Gingivaformer

Titan Grade 5



Hex 1,26

lasermarkiert

Plattform: 3,3  3,8 

18,00 €*

	Ø [mm]:	3,9	4,5
GH: 3	ArtNr.:	CLCO2701H	CLCO2704H
GH: 4	ArtNr.:	CLCO2702H	CLCO2705H
GH: 5	ArtNr.:	CLCO2703H	CLCO2706H

Plattform: 4,3  5 

	Ø [mm]:	5	5,7
GH: 3	ArtNr.:	CLCO2707H	CLCO2710H
GH: 4	ArtNr.:	CLCO2708H	CLCO2711H
GH: 5	ArtNr.:	CLCO2709H	CLCO2712H



Drehmoment: handfest

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Eindreheinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.018.71.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.019.71.031H

30,00 €*
**Eindreheinstrument Winkelstück (ISO)**

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.020.23.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.021.23.031H

15,00 €*
**Eindreheinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4**

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.051.64.020H
Heli-Loc	

30,00 €*
**Eindreheinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4**

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	------------------------

75,00 €*
**Eindreheinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm**

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	------------------------

150,00 €*


*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.



Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill für Halter: Medentika®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: 3,3  3,8 

Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2801H

Set ArtNr.: **CLSR2502HM** **CLSR2506HM**24,90 €* Plattform: 4,3  5  6 



Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2802H CLSR2802H

Set ArtNr.: **CLSR2510HM** **CLSR2514HM** **CLSR2514HM****Pre-Mill für Halter: NT-Trading®**

Titan Grade 5 I Ø 12 mm I GH 0,5

Passender Workflow für **N**

Preis/Set inkl. Frässhraube u. Abutmentschraube

Plattform: 3,3  3,8 

Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2801H

Set ArtNr.: **CLSR2517NN** **CLSR2518NN**Plattform: 4,3  5  6 



Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2801H

Set ArtNr.: **CLSR2519NN** **CLSR2520NN****Pre-Mill für Halter: Amann Girrbach®**

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: 3,3  3,8 

Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2801H

Set ArtNr.: **CLSR2521MA** **CLSR2522MA**Plattform: 4,3  5  6 



Schraube ArtNr.: CLSR2801H CLSR2802H

Set ArtNr.: **CLSR2523MA** **CLSR2524MA**Drehmoment: 20 Ncm **Laboranalog**

Titan Grade 5 I Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform: 3,3  3,8 Set ArtNr.: **CLSR2401H** **CLSR2402H**Plattform: 4,3  5  6 Set ArtNr.: **CLSR2403H** **CLSR2404H**8,00 €* **Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.**

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.

Passender Workflow für:**M** Medentika®**N** NT Trading® 

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)

Titan Grade 5 | Ø 11,5 mm
Hex 1,26 | indexiert
farbcodiert

Preis/Set inkl. Schraube

Plattform:	3,3	3,8
Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.: CLSR2301H	CLSR2303H
Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.: CLSR2302H	CLSR2304H

24,90 €* 

Plattform:	4,3	5	6
Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.: CLSR2305H	CLSR2307H	
Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.: CLSR2306H	CLSR2308H	

Drehmoment: handfest 

Heli-Loc® Abutment | gerade

Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtu

Preis/Set inkl. Einbringhilfe

Plattform:	3,3	3,8
GH: 1	Set ArtNr.: CLSR6005H	
GH: 2	Set ArtNr.: CLSR6006H	
GH: 3	Set ArtNr.: CLSR6007H	
GH: 4	Set ArtNr.: CLSR6008H	

49,00 € 

Plattform:	4,3	5	6
GH: 3	Set ArtNr.: CLSR6010H		
GH: 4	Set ArtNr.: CLSR6011H		
GH: 5	Set ArtNr.: CLSR6012H		
GH: 4	Set ArtNr.: CLSR6013H		

Drehmoment: 30 Ncm

Gingivaformer

Titan Grade 5
Hex 1,26
lasermarkiert

Plattform:	3,3	3,8
Ø [mm]:	4,5	4,9
GH: 3	ArtNr.: CLSR2701H	CLSR2704H
GH: 4	ArtNr.: CLSR2702H	CLSR2705H
GH: 5	ArtNr.: CLSR2703H	CLSR2706H

18,00 € 

Plattform:	4,3	5	6
Ø [mm]:	5,5	6,2	
GH: 3	ArtNr.: CLSR2707H	CLSR2710H	
GH: 4	ArtNr.: CLSR2708H	CLSR2711H	
GH: 5	ArtNr.: CLSR2709H	CLSR2712H	

Drehmoment: handfest

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €*^{*}

Titan Grade 5
Gold anodisiert



Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF		CLSR3103M	CLSR2905M
		CLSR3104M	CLSR2905M
		CLSR3105M	CLSR2905M
		CLSR3106M	CLSR2905M
Titanbasis MSG	M1,6	CLSR2040M	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2041M	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2043M	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2044M	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2046M	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2047M	CLSR2901H
	M2,0	CLSR2049M	CLSR2902H
	M2,0	CLSR2050M	CLSR2902H
Titanbasis NTB	M1,6	CLSR2059N	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2060N	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2061N	CLSR2901H
Titanbasis CER	M1,6	CLSR2035C	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2036C	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2037C	CLSR2901H
	M2,0	CLSR2038C	CLSR2902H

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €*^{*}

Titan Grade 5
Gold anodisiert



Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,6	CLSR2502HM	CLSR2901H
Halter: Medentika®	M1,6	CLSR2506HM	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2510HM	CLSR2901H
	M2,0	CLSR2514HM	CLSR2902H
	M2,0	CLSR2517HM	CLSR2902H
Pre-Mill	M1,6	CLSR2517NN	CLSR2901H
Halter: NT-Trading®	M1,6	CLSR2518NN	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2519NN	CLSR2901H
	M2,0	CLSR2520NN	CLSR2902H
Pre-Mill	M1,6	CLSR2521MA	CLSR2901H
Halter: Amann Girrbach®	M1,6	CLSR2522MA	CLSR2901H
	M1,6	CLSR2523MA	CLSR2901H
	M2,0	CLSR2524MA	CLSR2902H

Eindrehinstrument Ratsche SW 6,4

30,00 €*^{*}

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.018.71.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.019.71.031H



Eindrehinstrument Winkelstück (ISO)

15,00 €*^{*}

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.020.23.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.021.23.031H



Eindrehinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

15,00 €*^{*}

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.051.64.020H
Hex 1,26	



Eindrehinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

75,00 €*^{*}

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	-------------------------------



Eindrehinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

150,00 €*^{*}

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	-------------------------------



*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.






Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.







NB-RS SERIE

NOBEL BIOCARE AB[®]-TRI LOBE [TRI-CHANNEL]

● NP ● RP ● WP



Titanbasis MSC I gerade	Plattform:	NP 	RP 	WP 	29,90 €*
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	NBRS2801H	NBRS2802H		
Unigrip	Höhe: 3,5 mm I kurz	Set ArtNr.:	NBRS2024M	NBRS2027M	
Passender Workflow für 	Höhe: 5,5 mm I lang	Set ArtNr.:	NBRS2025M	NBRS2028M	
Preis/Set inkl. Abutmentschraube				Drehmoment: 35 Ncm	

Titanbasis NTB I gerade	Plattform:	NP 	RP 	WP 	
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	NBRS2801H	NBRS2802H		
Unigrip		Set ArtNr.:	NBRS2039N	NBRS2040N	
Passender Workflow für 					
Preis/Set inkl. Abutmentschraube				Drehmoment: 35 Ncm	

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 3.



Passender Workflow für:

 **Medentika®**

 **NT Trading®**

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill für Halter: Medentika®

Titan Grade 5

Unigrip I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für 

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: **NP**  **RP**  **WP** 

Schraube ArtNr.: NBR52801H NBR52802H

Set ArtNr.: **NBR52502HM** **NBR52506HM**

Drehmoment: 35 Ncm

24,90 €*



Laboranalog

Titan Grade 5

indexiert I Höhe: 12 mm

farbcodiert

Plattform: **NP**  **RP**  **WP** 

ArtNr.: **NBR52402H** **NBR52403H** **NBR52404H**

8,00 €*



Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 3.

Passender Workflow für:

 **Medentika®**



*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €*


Titan Grade 5
 Gold anodisiert

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €*


Titan Grade 5
 Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MSG	M1,6	NBRS2024M	NBRS2901H
	M1,6	NBRS2025M	NBRS2901H
	M1,8	NBRS2027M	NBRS2902H
	M1,8	NBRS2028M	NBRS2906M
Titanbasis NTB	M1,6	NBRS2039N	NBRS2901H
	M1,8	NBRS2040N	NBRS2902H

Laborschraube für:	Gewinde	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill		NBRS2502HM	NBRS2901H
Halter: Medentika®		NBRS2506HM	NBRS2902H

Eindrehinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.026.71.025H
Unigrip	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.027.71.031H

30,00 €*


Eindrehinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.028.23.025H
Unigrip	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.029.23.031H

15,00 €*


Eindrehinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.020.23.025H
Heli-Loc	

15,00 €*


Eindrehinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	------------------------

75,00 €*


Eindrehinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	------------------------

150,00 €*


*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.



Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

NB-AV SERIE


NOBEL BIOCARE AB[®]-CONICAL CONNECTION


○ 3 ● NP 3,5 ● RP 4,3 ● WP 5






Titanbasis MCF I gerade I gewinkelter Schraubenkanal Plattform: 3  NP  **39,00 €***



Titan Grade 5 Typ 1 I SF über Fläche Schraube ArtNr.: NBAV2806M
 Kugel Torx® T6 I GH 1 Set ArtNr.: **NBAV3102M**


Höhe: 3,5-6,5 mm I reduzierbar
 Passender Workflow für  **Preis/Set inkl. Abutmentschraube** Typ 1 I SF über Fläche Schraube ArtNr. NBAV2807M
 Set ArtNr.: **NBAV3103M**
 Drehmoment: 35 Ncm






Titanbasis MSG I gerade Plattform: 3  NP  **29,90 €***



Titan Grade 5 Schraube ArtNr.: NBAV2802H
 Unigrip I GH 0,65 Höhe: 3,5 mm I kurz Set ArtNr.: **NBAV2032M**
 Passender Workflow für  Höhe: 5,5 mm I lang Set ArtNr.: **NBAV2033M**
Preis/Set inkl. Abutmentschraube


Plattform: RP  WP 
 Schraube ArtNr. NBAV2804M
 Höhe: 3,5 mm I kurz Set ArtNr.: **NBAV2037M**
 Höhe: 5,5 mm I lang Set ArtNr.: **NBAV2038M**






Titanbasis NTB I gerade Plattform: 3  NP 



Titan Grade 5 Schraube ArtNr.: NBAV2802H
 Unigrip I GH 0,65 Set ArtNr.: **NBAV2046N**
 Passender Workflow für  **Preis/Set inkl. Abutmentschraube**


Plattform: RP  WP 
 Schraube ArtNr. NBAV2804M
 Set ArtNr.: **NBAV2047N**



Titanbasis CER I gerade Plattform: 3  NP 




Titan Grade 5 Schraube ArtNr.: NBAV2802H
 Unigrip Set ArtNr.: **NBAV2027C**
 Passender Workflow für  **Preis/Set inkl. Abutmentschraube**

Plattform: RP  WP 
 Schraube ArtNr. NBAV2803H
 Set ArtNr.: **NBAV2028C**
 Drehmoment: 35 Ncm



Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.
 Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.

Passender Workflow für:

-  Medentika®
-  Dentsply Sirona®
-  NT Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill für Halter: Medentika®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: **3** ○

NP ●

Schraube ArtNr.: NBAV2802H

Set ArtNr.: **NBAV2601HM**

24,90 €*



Plattform: **RP** ●

WP ●

Schraube ArtNr. NBAV2803H

Set ArtNr.: **NBAV2507HM**

Pre-Mill für Halter: NT-Trading®

Titan Grade 5 I Ø 12 mm I GH 0,5

Passender Workflow für **N**

Preis/Set inkl. Frässhraube u. Abutmentschraube

Plattform: **3** ○

NP ●

Schraube ArtNr.: NBAV2802H

Set ArtNr.: **NBAV2515NN**



Plattform: **RP** ●

WP ●

Schraube ArtNr. NBAV2804M

Set ArtNr.: **NBAV2516NN**

Pre-Mill für Halter: Amann Girrbach®

Titan Grade 5 I Ø 11,8 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: **3** ○

NP ●

Schraube ArtNr.: NBAV2802H

Set ArtNr.: **NBAV2522MA**



Plattform: **RP** ●

WP ●

Schraube ArtNr. NBAV2804M

Set ArtNr.: **NBAV2523MA**

Drehmoment: 35 Ncm

Laboranalog

Titan Grade 5 I Höhe: 12 mm

Indexiert

farbcodiert

Plattform: **3** ○

NP ●

Gewinde: M1,4 M1,6

ArtNr.: **NBAV2401H NBAV2402H**

8,00 €*



Plattform: **RP** ●

WP ●

Gewinde: M2 M2

ArtNr.: **NBAV2403H NBAV2404H**



Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.



Passender Workflow für:

M Medentika®

N NT TradingI®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm
Unigrip I indexiert
farbcodiert



Höhe: 11 mm I kurz
Höhe: 17 mm I lang

Plattform:	3 	NP 
Set ArtNr.:	NBAV2301H	NBAV2303H
Set ArtNr.:	NBAV2304H	NBAV2306H

19,50 €* 

Preis/Set inkl. Schraube

Höhe: 11 mm I kurz
Höhe: 17 mm I lang



Plattform:	RP 	WP 
Set ArtNr.:	NBAV2305H	NBAV2302H
Set ArtNr.:	NBAV2307H	NBAV2308H





Drehmoment: handfest

Heli-Loc® Abutment I gerade

Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung
Preis/Set inkl. Einbringhilfe

Plattform:	3 	NP 
GH: 1 Set ArtNr.:	NBAV6001H	
GH: 2 Set ArtNr.:	NBAV6002H	
GH: 3 Set ArtNr.:	NBAV6003H	
GH: 4 Set ArtNr.:	NBAV6004H	



49,00 €* 

Plattform:	RP 	WP 
GH: 1 Set ArtNr.:	NBAV6007H	
GH: 1 Set ArtNr.:	NBAV6007H	
GH: 3 Set ArtNr.:	NBAV6009H	
GH: 4 Set ArtNr.:	NBAV6010H	



Drehmoment: 35 Ncm

Gingivaformer

Titan Grade 5
Unigrip
lasermarkiert

Plattform:	3 	NP 
Ø [mm]:	4	4,5
GH: 3 ArtNr.:	NBAV2701H	NBAV2708H
GH: 4 ArtNr.:	NBAV2702H	NBAV2709H
GH: 5 ArtNr.:	NBAV2703H	NBAV2710H

18,00 €* 

Plattform:	RP 	WP 
Ø [mm]:	5	5,5
GH: 3 ArtNr.:	NBAV2711H	NBAV2714H
GH: 4 ArtNr.:	NBAV2712H	NBAV2715H
GH: 5 ArtNr.:	NBAV2713H	NBAV2716H

Drehmoment: handfest

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF	M1,6	NBAV3102M	NBAV2908M
	M2,0	NBAV3103M	NBAV2909M
Titanbasis MSG	M1,6	NBAV2032M	NBAV2902H
	M1,6	NBAV2033M	NBAV2902H
	M2,0	NBAV2037M	NBAV2906H
	M2,0	NBAV2038M	NBAV2906H
Titanbasis NTB	M1,6	NBAV2046N	NBAV2902H
		NBAV2047N	NBAV2906H
Titanbasis CER	M1,6	NBAV2027C	NBAV2902H
	M2,0	NBAV2028C	NBAV2903H

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,6	NBAV2601HM	NBAV2902H
Halter: Medentika®	M2	NBAV2507HM	NBAV2903H
Pre-Mill	M1,6	NBAV2515NN	NBAV2902H
	M2,0	NBAV2516NN	NBAV2906H
Pre-Mill	M1,6	NBAV2522MA	NBAV2902H
	M2,0	NBAV2523MA	NBAV2906H

Eindrehinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.026.71.025H
Unigrip	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.027.71.031H

30,00 €* 

Eindrehinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.028.23.025H
Unigrip	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.029.23.031H

15,00 €* 

Eindrehinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.020.23.025H
Heli-Loc	

15,00 €* 

Eindrehinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	-------------------------------

75,00 €* 

Eindrehinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	-------------------------------

150,00 €* 

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

ZMB SERIE

ZIMMER DENTAL[®]/MIS[®]/BIOHORIZONS[®] INTERNAL HEX

● 3,5 mm ● 4,5 mm ● 5,7 mm



Titanbasis MCF I gerade I abgewinkelter Schraubenkanal Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ● **39,00 €***


Titan Grade 5 Schraube ArtNr.: ZITA2802M ZITA2802M

Kugel Torx® T6 I GH 1,8 mm Typ 1 I SF über Fläche **Set ArtNr.:** ZITA3101M ZITA3102M

Höhe: 3,5-6,5 mm I reduzierbar

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube




Titanbasis MSG I gerade Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ● **29,90 €***

Titan Grade 5 Schraube ArtNr.: ZITA2801H ZITA2801H ZITA2801H

Hex 1,26 I GH 0,3 mm Höhe: 3,5 mm I kurz **Set ArtNr.:** ZITA2046M ZITA2049M

Passender Workflow für **M** Höhe: 5,5 mm I lang **Set ArtNr.:** ZITA2047M ZITA2050M

Preis/Set inkl. Abutmentschraube




Titanbasis NTB I gerade Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ●

Titan Grade 5 Schraube ArtNr.: ZITA2801H ZITA2801H

Hex 1,26 **Set ArtNr.:** ZITA2025N ZITA2026N

Passender Workflow für **N**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube




Titanbasis CER I gerade Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ●

Titan Grade 5 Schraube ArtNr.: ZITA2801H ZITA2801H

Hex 1,26 **Set ArtNr.:** ZITA2056C ZITA2055C

Passender Workflow für **D** Drehmoment: 30 Ncm

Preis/Set inkl. Abutmentschraube



Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.





Passender Workflow für:

- M** Medentika®
- D** Dentsply Sirona®
- N** NT Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

<p>Pre-Mill I für Halter: Medentika®</p> <p>Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm</p> <p>Passender Workflow für M</p> <p>Preis/Set inkl. Abutmentschraube</p>	<p>Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ●</p> <p>Schraube ArtNr.: ZITA2801H ZITA2801H</p> <p>Set ArtNr.: ZITA2502HM ZITA2506HM</p>	<p>24,90 €*</p> 
<p>Pre-Mill I für Halter: NT-Trading®</p> <p>Titan Grade 5 I Ø 12 mm I GH 0,5</p> <p>Passender Workflow für N</p> <p>Preis/Set inkl. Frässhraube u. Abutmentschraube</p>	<p>Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ●</p> <p>Schraube ArtNr.: ZITA2801H ZITA2801H ZITA2801H</p> <p>Set ArtNr.: ZITA2513NN ZITA2514NN</p>	
<p>Pre-Mill I für Halter: Amann Girrbach®</p> <p>Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm</p> <p>Passender Workflow für M</p> <p>Preis/Set inkl. Abutmentschraube</p>	<p>Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ●</p> <p>Schraube ArtNr.: ZITA2801HM ZITA2801HM</p> <p>Set ArtNr.: ZITA2516MA ZITA2517MA</p> <p>Drehmoment: 30 Ncm</p>	
<p>Laboranalog</p> <p>Titan Grade 5 I Höhe; 12 mm indexiert</p>	<p>Plattform: 3,5 ● 4,5 ● 5,7 ●</p> <p>Set ArtNr.: ZITA2401H ZITA2402H ZITA2403H</p>	<p>8,00</p> 

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.




Passender Workflow für:




- M** Medentika®
- N** NT Trading®




*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)		Plattform:	3,5 	4,5 	5,7 	19,50 €*
Titan Grade 5	Höhe: 9 mm kurz	Set ArtNr.:	ZITA2301H	ZITA2303H	ZITA2306H	
Hex 1,26 indexiert	Höhe: 15 mm lang	Set ArtNr.:	ZITA2302H	ZITA2305H	ZITA2307H	
farbcodiert		Drehmoment: handfest				
Preis/Set inkl. Schraube						

Heli-Loc® Abutment gerade		Plattform:	3,5 	4,5 	5,7 	49,00 €*
Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung	GH: 1	Set ArtNr.:	ZITA6002H	ZITA6009H		
Preis/Set inkl. Einbringhilfe	GH: 2	Set ArtNr.:	ZITA6003H	ZITA6010H		
	GH: 3	Set ArtNr.:	ZITA6004H	ZITA6011H		
	GH: 4	Set ArtNr.:	ZITA6005H	ZITA6012H		
		Drehmoment: 30 Ncm				

Gingivaformer		Plattform:	3,5 	4,5 	5,7 	18,00 €*
Titan Grade 5		Ø [mm]:	4,5	4,9	5,9	
Hex 1,26	GH: 3	ArtNr.:	ZITA2701H	ZITA2704H	ZITA2707H	
lasermarkiert	GH: 4	ArtNr.:	ZITA2702H	ZITA2705H	ZITA2708H	
		Drehmoment: handfest				

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF		ZITA3101M	ZITA2903M
		ZITA3102M	ZITA2903M
Titanbasis MSG	M1,8	ZITA2046M	ZITA2901H
	M1,8	ZITA2047M	ZITA2901H
	M1,8	ZITA2049M	ZITA2901H
	M1,8	ZITA2050M	ZITA2901H
Titanbasis NTB	M1,8	ZITA2025N	ZITA2901H
	M1,8	ZITA2026N	ZITA2901H
Titanbasis CER	M1,8	ZITA2055C	ZITA2901H
	M1,8	ZITA2056C	ZITA2901H

Laborschraube für:	Gewinde	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,8	ZITA2502HM	ZITA2901H
Halter: Medentika®	M1,8	ZITA2506HM	ZITA2901H
Pre-Mill	M1,8	ZITA2513NN	ZITA2901H
Halter: NT-Trading®	M1,8	ZITA2514NN	ZITA2901H
Pre-Mill	M1,8	ZITA2516MA	ZITA2901H
Halter: Amann Girrbach®	M1,8	ZITA2517MA	ZITA2901H

Eindrehinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.018.71.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.019.71.031H

30,00 €* 

Eindrehinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.020.23.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.021.23.031H

15,00 €* 

Eindrehinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.051.64.020H
Heli-Loc	

15,00 €* 

Eindrehinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	------------------------

75,00 €* 

Eindrehinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	------------------------

150,00 €* 

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

AT-TX SERIE

DENTSPLY®-ASTRA TECH® OSSEOSPEED™ TX

● 3 mm ● 3,5/4 mm ● 4,5/5 mm



Laboranalog

Titan Grade 5 | Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform: 3 ●

3,5/4 ●

4,5/5 ●

ArtNr.:	ATTX2401H	ATTX2402H	ATTX2403H
---------	-----------	-----------	-----------

8,00 €*



Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)

Plattform: 3 ●

3,5/4 ●

4,5/5 ●

19,50 €*

Titan Grade 5

Höhe: 11 mm | kurz

Set ArtNr.: ATTX2301H

ATTX2303H

ADEV2309H

Hex 1,26 | indexiert

Höhe: 16,5 mm | lang

Set ArtNr.: ATTX2302H

ATTX2304H

ATTX2306H

farbcodiert

Drehmoment: handfest







Preis/Set inkl. Schraube

Passende Instrumente Seite 4.





*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Heli-Loc® Abutment I gerade	Plattform:	3 	3,5/4 	4,5/5 	49,00 €* 
Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung	GH: 1	Set ArtNr.: ATTX6001H	ATTX6001H	ATTX6006H	
Preis/Set inkl. Einbringhilfe	GH: 2	Set ArtNr.: ATTX6002H	ATTX6002H	ATTX6007H	
	GH: 3	Set ArtNr.: ATTX6003H	ATTX6003H	ATTX6008H	
	GH: 4	Set ArtNr.: ATTX6004H	ATTX6004H	ATTX6009H	

Drehmoment: 25 Ncm

Gingivaformer	Plattform:	3 	3,5/4 	4,5/5 	18,00 €* 
Titan Grade 5	Ø [mm]:	4	4,5	5	
Hex 1,26	GH: 3	ArtNr.: ATTX2701H	ATTX2704H	ATTX2707H	
lasermarkiert	GH: 4	ArtNr.: ATTX2702H	ATTX2705H	ATTX2708H	
	GH: 5	ArtNr.: ATTX2703H	ATTX2706H	ATTX2709H	

Drehmoment: handfest

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Eindreheinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.018.71.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.019.71.031H

30,00 €*


Eindreheinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.020.23.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.021.23.031H

15,00 €*


Eindreheinstrument Heli-Loc (Ratsche) Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.051.64.020H
Heli-Loc	

30,00 €*


Eindreheinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	------------------------

75,00 €*


Eindreheinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	------------------------

150,00 €*


*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.







Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.







AT-EV SERIE







DENTSPLY®-ASTRA TECH® OSSEOSPEED™ EV







● 3 mm ● 3,6 mm ● 4,2 mm ● 4,8 mm ● 5,4 mm



Titanbasis MCF I gerade I abgewinkelter Schraubenkanal	Plattform:	3 	3,6 	39,00 €*	
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	ATEV2811M			
Kugel Torx® T6 I GH 1,15 mm	Typ 2 I SF über Fläche	Set ArtNr.: ATEV3102M			
Höhe: 3,5-6,5 mm I reduzierbar					
Passender Workflow für M	Plattform:	4,2 	4,8 	5,4 	
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Schraube ArtNr.:	ATEV2812M	ATEV2813M		
Typ 2 I SF über Fläche	Set ArtNr.:	ATEV3103M	ATEV3104M		

Titanbasis MSG I gerade	Plattform:	3 	3,6 	29,90 €*	
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	ATEV2806M			
Hex 1,26 I GH 0,65	Höhe: 3,5 mm I kurz	Set ArtNr.: ATEV2068M			
Passender Workflow für M	Höhe: 5,5 mm I lang	Set ArtNr.: ATEV2036M			
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Plattform:	4,2 	4,8 	5,4 	
	Schraube ArtNr.:	ATEV2807M	ATEV2808M		
Höhe: 3,5 mm I kurz	Set ArtNr.:	ATEV2038M	ATEV2042M		
Höhe: 5,5 mm I lang	Set ArtNr.:	ATEV2040M	ATEV2044M		

Titanbasis NTB I gerade	Plattform:	3 	3,6 		
Titan Grade 5	Schraube ArtNr.:	ATEV2802H			
Hex 1,26		Set ArtNr.: ATEV2055N			
Passender Workflow für N	Plattform:	4,2 	4,8 	5,4 	
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Schraube ArtNr.:	ATEV2809N	ATEV2804H		
	Set ArtNr.:	ATEV2056N	ATEV2057N		

Titanbasis CER I gerade	Plattform:	3 	3,6 		
Titan Grade 5 I GH 1 mm	Schraube ArtNr.:	ATEV2802H			
Hex 1,26		Set ArtNr.: ATEV2027C			
Passender Workflow für D	Plattform:	4,2 	4,8 	5,4 	
Preis/Set inkl. Abutmentschraube	Schraube ArtNr.:	ATEV2803H	ATEV2804H		
	Set ArtNr.:	ATEV2028C	ATEV2029C		

Drehmoment: 25 Ncm

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.

Passender Workflow für:

- M** Medentika®
- N** NT Trading®
- D** Dentsply Sirona®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill für Halter: Medentika®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**

Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: 3  3,6 

Schraube ArtNr.: ATEV2802H

Set ArtNr.: ATEV2504HM

24,90 €* 

Plattform: 4,2  4,8  5,4 

Schraube ArtNr.: ATEV2803H ATEV2804H

Set ArtNr.: ATEV2508HM ATEV2512HM

Pre-Mill für Halter: NT-Trading®

Titan Grade 5 I Ø 12 mm I GH 0,5

Passender Workflow für **N**


Preis/Set inkl. Frässhraube u. Abutmentschraube

Plattform: 3  3,6 

Schraube ArtNr.: ATEV2802H

Set ArtNr.: ATEV2529NN



Plattform: 4,2  4,8  5,4 

Schraube ArtNr.: ATEV2809N ATEV2804H

Set ArtNr.: ATEV2531NN ATEV2533NN

Pre-Mill für Halter: Amann Girrbach®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M**


Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Plattform: 3  3,6 

Schraube ArtNr.: ATEV2806M

Set ArtNr.: ATEV2530MA



Plattform: 4,2  4,8  5,4 

Schraube ArtNr.: ATEV2807M ATEV2808M

Set ArtNr.: ATEV2532MA ATEV2534MA

Drehmoment: 25 Ncm

Laboranalog

Titan Grade 5 I Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform: 3  3,6 

ArtNr.: ATEV2401H ATEV2402H

8,00 €* 

Plattform: 4,2  4,8  5,4 

ArtNr.: ATEV2403H ATEV2404H ATEV2405H



Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 4.



Passender Workflow für:







M Medentika®


N NT Trading®






*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.







Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)		Plattform:		
		3 	3,6 	19,50 €* 
Titan Grade 5	Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.:	ATEV2301H ATEV2303H	
Hex 1,26 indexiert	Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.:	ATEV2302H ATEV2304H	
farbcodiert				
Preis/Set inkl. Schraube		Plattform:		
		4,2 	4,8 	5,4 
	Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.:	ATEV2305H ATEV2307H ATEV2309H	
	Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.:	ATEV2306H ATEV2308H ATEV2310H	

Drehmoment: handfest 

Heli-Loc® Abutment I gerade		Plattform:		
		3 	3,6 	49,00 € 
Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung	GH: 1	Set ArtNr.:	ATEV6001H	
Preis/Set inkl. Einbringhilfe	GH: 2	Set ArtNr.:	ATEV6002H	
	GH: 3	Set ArtNr.:	ATEV6003H	
	GH: 4	Set ArtNr.:	ATEV6004H	
	Plattform:		4,2 	4,8 
	GH: 3	Set ArtNr.:	ATEV6006H ATEV6011H	
	GH: 4	Set ArtNr.:	ATEV6007H ATEV6012H	
	GH: 5	Set ArtNr.:	ATEV6008H ATEV6013H	
	GH: 4	Set ArtNr.:	ATEV6009H ATEV6014H	

Drehmoment: 25 Ncm

Gingivaformer		Plattform:		
		3 	3,6 	18,00 € 
Titan Grade 5	Ø [mm]:	4	4,5	
Hex 1,26	GH: 3,5	ArtNr.:	ATEV2701H ATEV2704H	
lasermarkiert	GH: 4,5	ArtNr.:	ATEV2702H ATEV2705H	
	GH: 6,5	ArtNr.:	ATEV2703H ATEV2706H	
Plattform:		4,2 	4,8 	5,4 
	Ø [mm]:	5	6,5	6,5
	GH: 3,5	ArtNr.:	ATEV2707H ATEV2710H ATEV2713H	
	GH: 4,5	ArtNr.:	ATEV2708H ATEV2711H ATEV2714H	
	GH: 6,5	ArtNr.:	ATEV2709H ATEV2712H ATEV2715H	

Drehmoment: handfest

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF	M1,6	ATEV3102M	ATEV2912M
	M1,8	ATEV3103M	ATEV2913M
	M2,0	ATEV3104M	ATEV2914M
Titanbasis MSG	M1,6	ATEV2036M	ATEV2907H
	M1,8	ATEV2038M	ATEV2908H
	M1,8	ATEV2040M	ATEV2908H
	M2,0	ATEV2042M	ATEV2909H
	M2,0	ATEV2044M	ATEV2909H
	M1,6	ATEV2068M	ATEV2907H
Titanbasis NTB	M1,6	ATEV2055N	ATEV2902H
	M1,8	ATEV2056N	ATEV2910H
	M2,0	ATEV2057N	ATEV2904H
Titanbasis CER	M1,6	ATEV2027C	ATEV2902H
	M1,8	ATEV2028C	ATEV2903H
	M2,0	ATEV2029C	ATEV2904H

Laborschraube für:	Gewinde	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,6	ATEV2504HM	ATEV2912M
Halter: Medentika®	M1,8	ATEV2508HM	ATEV2913M
	M2,0	ATEV2512HM	ATEV2914M
Pre-Mill	M1,6	ATEV2529NN	ATEV2909H
	M1,8	ATEV2531NN	ATEV2910H
	M2,0	ATEV2533NN	ATEV2904H
Pre-Mill	M1,6	ATEV2530MA	ATEV2902H
	M1,8	ATEV2532MA	ATEV2908H
	M2,0	ATEV2534MA	ATEV2908H

Eindrehinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.018.71.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.019.71.031H

30,00 €* 

Eindrehinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.020.23.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.021.23.031H

15,00 €* 

Eindrehinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.020.23.025H
--------------------	------------------------

15,00 €* 

Eindrehinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	------------------------

75,00 €* 

Eindrehinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	------------------------

150,00 €* 

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

FX SERIE

DENTSPLY®-XIVE® S

● 3,4 mm ● 3,8 mm ● 4,5 mm ● 5,5 mm



Pre-Mill für Halter: Medentika®



Titan Grade 5

Passender Workflow für 



Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Ø 11,5 mm

Ø 15,8 mm

Plattform:	3,4 	3,8 
Schraube ArtNr.:	FX2804H	FX2804H
Set ArtNr.:	FX2517HM	FX2520HM
Set ArtNr.:		FX2522HM

24,90 €* 

Plattform:	4,5 	5,5 
Schraube ArtNr.:	FX2804H	FX2804H
Set ArtNr.:	FX2520HM	FX2520HM
Set ArtNr.:	FX2522HM	FX2522HM



Drehmoment: 25 Ncm



Laboranalog

Titan Grade 5 | Höhe 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform:	3,4 	3,8 
ArtNr.:	FX2401H	FX2402H

Plattform:	4,5 	5,5 
ArtNr.:	FX2403H	

8,00 €* 

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Eindrehinstrumente Seite 3. 





Passender Workflow für:

 Medentika®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.



Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)		Plattform:	3,4 	3,8 
Titan Grade 5	Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.:	FX2301H	FX2304H
Hex 1,22 indexiert	Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.:	FX2302H	FX2305H
farbcodiert				
Preis/Set inkl. Schraube		Plattform:	4,5 	5,5 
	Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.:	FX2306H	FX2308H
	Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.:	FX2307H	FX2309H





Drehmoment: handfest

19,50 €* 


Heli-Loc® Abutment gerade		Plattform:	3,4 	3,8 
Titan Grade 5 mit TiN-Beschicht	GH: 1	Set ArtNr.:	FX6001H	FX6006H
Preis/Set inkl. Einbringhilfe	GH: 2	Set ArtNr.:	FX6002H	FX6007H
	GH: 3	Set ArtNr.:	FX6003H	FX6008H
	GH: 4	Set ArtNr.:	FX6004H	FX6009H

Drehmoment: 25 Ncm

49,00 €* 

Gingivaformer		Plattform:	3,4 	3,8 
Titan Grade 5	Ø [mm]:		Ø: 4,5	Ø: 4,5
Hex 1,22	GH: 3	ArtNr.:	FX2702H	FX2706H
	GH: 4	ArtNr.:	FX2703H	FX2707H
	GH: 5	ArtNr.:	FX2704H	FX2708H
lasermarkiert	Plattform:		4,5 	5,5 
		Ø [mm]:	4,9	5,9
	GH: 3	ArtNr.:	FX2710H	FX2714H
GH: 4	ArtNr.:	FX2711H	FX2715H	
GH: 5	ArtNr.:	FX2712H	FX2716H	

Drehmoment: handfest

18,00 €* 

Passende Eindrehinstrumente Seite 3.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €*

Titan Grade 5
Gold anodisiert



Laborschraube für:	Gewinde	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,6	FX2517HM	FX2901H
Halter: Medentika®	M1,6	FX2520HM	FX2901H
	M1,6	FX2520HM	FX2901H
	M1,6	FX2522HM	FX2901H

Eindreheinstrument Ratsche SW 6,4

30,00 €*

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.030.71.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.031.71.031H



Eindreheinstrument Winkelstück (ISO)

15,00 €*

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.032.23.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.033.23.031H



Eindreheinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

15,00 €*

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.051.64.020H
Heli-Loc	



Eindreheinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

75,00 €*

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	-------------------------------



Eindreheinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

150,00 €*

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	--------------	-------------------------------



*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

ME-IX SERIE

MEDENTIS MEDICAL[®] ICX[®]

○ 3,75 mm – 4,8 mm



Titanbasis MCF I gerade I abgewinkelter Schraubenkanal

Plattform: 3,75 - 4,8 ○

39,00 €*


Titan Grade 5

Typ 1 I SF über Fläche

Schraube ArtNr.: MEIX2803M

Kugel Torx® T6 I GH 1,1

Set ArtNr.: MEIX3101M

Höhe: 3,5-6,5 mm I reduzierbar

Passender Workflow für **M****Preis/Set inkl. Abutmentschraube****Titanbasis MSG I gerade**

Plattform: 3,75 - 4,8 ○

29,90 €*


Titan Grade 5

Schraube ArtNr.: MEIX2801H

Hex 1,4 I GH 0,65

Höhe: 3,5 mm I kurz

Set ArtNr.: MEIX2010M

Passender Workflow für **M**

Höhe: 5,5 mm I lang

Set ArtNr.: MEIX2012M

Preis/Set inkl. Abutmentschraube**Titanbasis CER I gerade**

Plattform: 3,75 - 4,8 ○

Titan Grade 5

Schraube ArtNr.: MEIX2801H

Hex 1,4 I GH 1

Höhe: 4,65 mm I kurz

Set ArtNr.: MEIX2008C

Passender Workflow für **D**Drehmoment: 30 Ncm
**Preis/Set inkl. Abutmentschraube****Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.**

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 3.

Passender Workflow für:**M** Medentika®**D** Dentsply Sirona®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Pre-Mill für Halter: Medentika®

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M****Preis/Set inkl. Abutmentschraube****Plattform:** 3,75 - 4,8 ○**24,90 €*^{*}**

Schraube ArtNr.: MEIX2801H

Set ArtNr.: MEIX2502HM**Pre-Mill für Halter: NT-Trading®**

Titan Grade 5 I Ø 12 mm

Passender Workflow für **N****Preis/Set inkl. Frässchraube u. Abutmentschraube****Plattform:** 3,75 - 4,8 ○

Schraube ArtNr.: MEIX2801H

Set ArtNr.: MEIX2505NN**Pre-Mill für Halter: Amann Girrbach®**

Titan Grade 5 I Ø 11,5 mm

Passender Workflow für **M****Preis/Set inkl. Abutmentschraube****Plattform:** 3,75 - 4,8 ○

Schraube ArtNr.: MEIX2801H

Set ArtNr.: MEIX2506MA

Drehmoment: 30 Ncm

**Laboranalog**

Titan Grade 5 I Höhe: 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform: 3,75 - 4,8 ○**8,00 €*^{*}**

Gewinde: M1,6

ArtNr.: MEIX2401H**Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.**

Passende Laborschrauben und Instrumente Seite 3.

Passender Workflow für:**M** Medentika®**N** NT Trading®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Titanbasis

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschrauben für Pre-Mill

4,00 €* 

Titan Grade 5
Gold anodisiert

Laborschraube für:	Gewinde:	Rev.Nr.	Art.Nr.
Titanbasis MCF	M1,6	MEIX3101M	MEIX2903M
Titanbasis MSG	M1,6	MEIX2010M	MEIX2901H
	M1,6	MEIX2012M	MEIX2901H
Titanbasis CER	M1,6	MEIX2008C	MEIX2901H

Laborschraube für:	Gewinde	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill Halter: Medentika®	M1,6	MEIX2502HM	MEIX2901H
Pre-Mill Halter: NT-Trading®	M1,6	MEIX2505NN	MEIX2901H
Pre-Mill Halter: Amann Girrbach®	M1,6	MEIX2506MA	MEIX2901H

Eindrehinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197) Länge: 25 mm I kurz **ArtNr.: 31.042.71.025H**
Hex 1,4

30,00 €* 

Eindrehinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197) Länge: 25 mm I kurz **ArtNr.: 31.044.23.025H**
Hex 1,4

15,00 €* 

Eindrehinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197) **ArtNr.: 31.020.23.025H**
Heli-Loc

15,00 €* 

Eindrehinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197) Länge: 54 mm **ArtNr.: 31.037.54.095H**

75,00 €* 

Eindrehinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197) Länge: 110 mm **ArtNr.: 31.084.15.080H**

150,00 €* 





*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern.





Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

BE-SM SERIE

BEGO[®]-SEMADOS[®]

 3,25/3,75 mm  4,1 mm  4,5 mm  5,5 mm



Laboranalog		Plattform: 3,25/3,75 	4,1 	4,5 	5,5 
Titan Grade 5	Höhe: 12 mm	ArtNr.: BESM2401H	BESM2403H	BESM2404H	BESM2405H
indexiert					
farbcodiert					

8,00*



*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.


Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

DS-AY SERIE

DENTSPLY[®]-ANKYLOS[®] C/X

○ A/B/C/D



Laboranalog

Titan Grade 5
 indexiert
 farbcodiert

Plattform: A/B/C/D A/B/C/D
 C - rotierend X - indexiert

ArtNr.: DSAY2401H DSAY2402H

8,00 €*


Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)	Plattform:	A/B/C/D <input type="radio"/>	A/B/C/D <input type="radio"/>	19,50 €* 
Titan Grade 5		C - rotierend	X - indexiert	
Hex 1,0	Höhe: 11 mm kurz	ArtNr.:	DSAY2302H	
Preis/Set inkl. Schraube	Höhe: 17 mm lang	ArtNr.:	DSAY2303H	
		Drehmoment: handfest		

Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Heli-Loc® Abutment I gerade

Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung

Preis/Set inkl. Einbringhilfe

Plattform: A/B/C/D ○

GH: 1	ArtNr.:	DSAY6001H
GH: 2	ArtNr.:	DSAY6002H
GH: 3	ArtNr.:	DSAY6003H
GH: 4	ArtNr.:	DSAY6004H

Drehmoment: 25 Ncm

49,00 €*


Gingivaformer

Titan Grade 5

Hex 1,0

lasermarkiert

Plattform: A/B/C/D ○

Ø [mm]: 4,5

GH: 1,5	ArtNr.:	DSAY2701H
GH: 3	ArtNr.:	DSAY2702H
GH: 4,5	ArtNr.:	DSAY2703H

Drehmoment: handfest

18,00 €*


Passende Instrumente Seite 4.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Eindreheinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.038.71.025H
Hex 1,01	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.039.71.031H

30,00 €*
**Eindreheinstrument Winkelstück (ISO)**

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.040.23.025H
Hex 1,01	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.041.23.031H

15,00 €*
**Eindreheinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4**

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.051.64.020H
Heli-Loc	

15,00 €*
**Eindreheinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4**

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	------------------------

75,00 €*
**Eindreheinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm**

Edelstahl (1.4197)	Länge: 110 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	---------------	------------------------

150,00 €*


*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.