


FX SERIE

DENTSPLY®-XIVE® S

● 3,4 mm ● 3,8 mm ● 4,5 mm ● 5,5 mm



Sie erreichen uns:

OrangeCAD^{MED} GmbH
Emmy-Noether-Str. 11
76131 Karlsruhe
Germany

E: info@orangecad-med.com
P: +49 721 986188-00

www.orangecad-med.com

Pre-Mill für Halter: Medentika®



Titan Grade 5

Passender Workflow für 



Preis/Set inkl. Abutmentschraube

Ø 11,5 mm

Ø 15,8 mm

Plattform:	3,4 	3,8 
Schraube ArtNr.:	FX2804H	FX2804H
Set ArtNr.:	FX2517HM	FX2520HM
Set ArtNr.:		FX2522HM

24,90 €* 

Plattform:	4,5 	5,5 
Schraube ArtNr.:	FX2804H	FX2804H
Set ArtNr.:	FX2520HM	FX2520HM
Set ArtNr.:	FX2522HM	FX2522HM



Drehmoment: 25 Ncm



Laboranalog

Titan Grade 5 | Höhe 12 mm

indexiert

farbcodiert

Plattform:	3,4 	3,8 
ArtNr.:	FX2401H	FX2402H

Plattform:	4,5 	5,5 
ArtNr.:	FX2403H	

8,00 €* 

Abutmentschrauben können zu 8,- € und Laborschrauben zu 4,- zzgl. MwSt. und Versandkosten nachbestellt werden.

Passende Laborschrauben und Eindrehinstrumente Seite 3. 

Passender Workflow für:

 Medentika®

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Abformpfosten (offene Abformung)		Plattform:	3,4 ●	3,8 ●
Titan Grade 5	Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.:	FX2301H	FX2304H
Hex 1,22 indexiert farbcodiert	Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.:	FX2302H	FX2305H
Preis/Set inkl. Schraube		Plattform:	4,5 ●	5,5 ●
	Höhe: 11 mm kurz	Set ArtNr.:	FX2306H	FX2308H
	Höhe: 17 mm lang	Set ArtNr.:	FX2307H	FX2309H

Drehmoment: handfest

19,50 €* 



Heli-Loc® Abutment gerade		Plattform:	3,4 ●	3,8 ●
Titan Grade 5 mit TiN-Beschicht	GH: 1	Set ArtNr.:	FX6001H	FX6006H
Preis/Set inkl. Einbringhilfe	GH: 2	Set ArtNr.:	FX6002H	FX6007H
	GH: 3	Set ArtNr.:	FX6003H	FX6008H
	GH: 4	Set ArtNr.:	FX6004H	FX6009H

Drehmoment: 25 Ncm

34,90 €* 

Gingivaformer		Plattform:	3,4 ●	3,8 ●
Titan Grade 5	Ø [mm]:	Ø: 4,5	Ø: 4,5	
Hex 1,22	GH: 3	ArtNr.:	FX2702H	FX2706H
lasermarkiert	GH: 4	ArtNr.:	FX2703H	FX2707H
	GH: 5	ArtNr.:	FX2704H	FX2708H
		Plattform:	4,5 ●	5,5 ●
	Ø [mm]:	4,9	5,9	
	GH: 3	ArtNr.:	FX2710H	FX2714H
	GH: 4	ArtNr.:	FX2711H	FX2715H
	GH: 5	ArtNr.:	FX2712H	FX2716H

Drehmoment: handfest

15,00 €* 

Passende Eindrehinstrumente Seite 3.

*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.

Laborschrauben für Pre-Mill

Titan Grade 5
Gold anodisiert

4,00 €*




Laborschraube für:	Gewinde	Rev.Nr.	Art.Nr.
Pre-Mill	M1,6	FX2517HM	FX2901H
Halter: Medentika®	M1,6	FX2520HM	FX2901H
	M1,6	FX2520HM	FX2901H
	M1,6	FX2522HM	FX2901H

Eindreheinstrument Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.030.71.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.031.71.031H

30,00 €*



Eindreheinstrument Winkelstück (ISO)

Edelstahl (1.4197)	Länge: 25 mm kurz	ArtNr.: 31.032.23.025H
Hex 1,26	Länge: 31 mm lang	ArtNr.: 31.033.23.031H


15,00 €*



Eindreheinstrument Heli-Loc Ratsche SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	ArtNr.: 31.051.64.020H
Heli-Loc	

15,00 €*



Eindreheinstrument Universal-Ratsche ohne Drehmomentfunktion SW 6,4

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.037.54.095H
--------------------	--------------	-------------------------------

75,00 €*



Eindreheinstrument Drehmomentratsche 15 - 80 Ncm

Edelstahl (1.4197)	Länge: 54 mm	ArtNr.: 31.084.15.080H
--------------------	--------------	-------------------------------

150,00 €*



*Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Versandkosten. Preise sind bis 31.12.23 gültig.

Alle genannten Markennamen und Warenzeichen sind ihre jeweiligen Inhaber und werden hier zu Beschreibungs- und Referenzzwecken bezeichnet. OrangeCAD^{MED} hat keine Beziehung zu den Markeninhabern. Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung.

Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen Fassung und der englischen Übersetzung, geht die deutsche Fassung vor. Die Verfügbarkeit und Preise unserer Produkte können in verschiedenen Ländern abweichen.